

福祉の街

検索

YOU ISM

お客様の立場に立って考え行動します

福祉用具レンタルカタログ

CARE GOODS

Rental Catalog

2012

Vol.

5



応援します
「21世紀の在宅介護」

やさしさをつなぐ街

YOU (あなた) ISM



株式会社 福祉の街

介護保険対応



会社の理念

YOU ISM

「お客様の立場に立って、考え行動する」

介護の専門家としての

「知識・技術」と「福祉の心」

をもって、

在宅での自立支援に関わり、

「安心して老いられる社会」

の実現に貢献します。



CONTENTS

介護保険制度のあらまし	4
レンタルサービス料金について	6
レンタルサービスの体制	7
特殊寝台 ・ 特殊寝台付属品	8
特殊寝台付属品	20
床ずれ防止用具	22
体位変換器	26
車いす	28
車いす付属品	39
スロープ	42
歩行器	44
歩行補助杖	48
手すり	49
移動用リフト	52
徘徊感知機器	55
吸引器・自動排泄処理装置	56
住宅改修	57
クマリフト・ベルクリア	58
お役立ち HP のご紹介	59




介護保険制度のあらまし



申請は、本人や家族の他、近くの居宅介護支援事業所（ケアプラン作成事業者）及び介護保険施設にも依頼できます。

※40～64歳以下（第2号被保険者）の老化に伴う特定疾病も含まれます。



レンタル

レンタルが適用される福祉用具

※要介護度によってご利用いただける福祉用具は異なります。

特殊寝台	特殊寝台 付属品	床ずれ 防止用具
体位変換器	車いす	車いす付属品
スロープ	歩行器	歩行補助杖
手すり	移動用リフト (つり具部分を除く) 入浴リフト・段差解消機 起立補助機能付き椅子含む	徘徊感知機器
自動排泄処理 装置	予防給付	
	スロープ	歩行器
	歩行補助杖	手すり

改修

適用される住宅改修

ご利用限度額は、原則として1回限り20万円(税込み)です。〔自己負担額は1割です〕

手すりの 取り付け	段差の解消	滑りの防止、 及び移動の 円滑化などの ための床などの 材料変更
引戸など への 扉の取替	洋式便器 などへの 便器の取替	その他、これ らの工事に 付帯して 必要な工事

購入

特定福祉用具の購入

ご利用限度額は、年／10万円(税込)です。
〔自己負担額は1割です〕

腰掛便座	簡易浴槽	入浴補助用具
自動排泄処理装置の 交換可能部品	移動用リフトの つり具部分	

平成18年4月以降は要介護認定を受けていても特定福祉用具販売事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者の許可を受けた事業者から購入したものでないと介護保険からの償還を受けることができなくなりました。さらに購入に関して福祉用具専門相談員が必ず関与している必要があります。また、インターネットなどの通信販売を利用した購入は介護保険の償還を受けることができない場合があります。市町村によって見解が異なりますので、詳しくはお近くの市町村にお問い合わせください。

軽度の方への福祉用具貸与の取扱いについて

(2007年4月厚生労働省資料により抜粋)

軽度者に係る福祉用具貸与の利用事例調査の結果に基づき、専門家による意見等を踏まえて検討した結果、軽度者に対する福祉用具貸与の取り扱いの運用が一部見直され、平成19年4月1日から適用されています。

●見直しの概要 原則として現行の「要介護認定データによる」判断方法の原則は維持しつつ、次の【条件】【手続き】を満たした場合には、例外的に給付対象となります。

- I) 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者
(例：パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
- II) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる者
(例：がん末期の急速な状態悪化)
- III) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者
(例：ぜんそく発作判断等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

※注：()内の状態は、あくまでもI～IIIの状態の者に該当する可能性のあるものを例示したもの。
()の状態以外の者であっても、I～IIIの状態であると判断される場合もある。

左記のいずれかの条件に該当することが、以下の手続きを得て判断されていること

- A. 医師の医学的な所見に基づき判断され
- I. サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具が特に必要である旨が判断され
- ウ. 市町村が書面等確実な方法により確認する

※注：当該医師の医学的な所見については、主治医意見書による確認の他、医師の診断書又は担当の介護支援専門員が聴取した居宅サービス計画に記載する医師の所見を確認する方法でも差し支えない

引用：「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」(平成19年3月30日付老振発第0330001号、老老発第0330003号)資料をもとに作成した



レンタルサービス料金について

レンタル料金について

レンタルサービス料金とは、「商品利用料」で構成されます。

- 「商品利用料」とは、商品そのものの利用料のことです。
- 納品・引上費用はレンタル料に含まれます。

■レンタル期間、及び期間の延長

- ① レンタル料金は1ヶ月単位です。レンタル期間の延長について解約のお申し出がない場合は、自動継続となります。
- ② レンタルサービスご利用の終了日は、ご利用者様(ご家族)からのご連絡をいただいた日になりますので、終了の際は直ちにご連絡をお願いします。

■レンタル料金の計算方法

レンタル開始月のレンタル料	● 契約日とその月の15日以前: 1ヵ月分の全額
	● 契約日とその月の16日以降: 1ヵ月分の1/2の額
レンタル終了月のレンタル料	● 解約日とその月の15日以前: 1ヵ月分の1/2の額
	● 解約日とその月の16日以降: 1ヵ月分の全額

ただし、レンタル契約開始と終了が1ヶ月以内に行われた場合は、1ヶ月分のレンタル料金をお支払いいただきます。

レンタル料金のお支払いについて

■レンタルサービス料金のお支払い方法及び支払い期日

- ① レンタル料金のお支払い方法、及びお支払い期日については、福祉用具レンタルサービス契約約款に基づいてお支払いいただきます。
- ② サービスをご利用いただいているにもかかわらず、お支払いがない場合には、商品を引上げさせていただく場合もあります。

■レンタル料金の利用者負担

◆介護保険対象商品◆

通常は、レンタル料金の1割でご利用いただけますが、次の場合は負担金額が変更される事があります。

- ・介護保険で認定されない場合や介護保険適用外になった場合は、レンタル料金が全額、利用者負担となります。
- ・介護保険適用の場合でも、利用上限額を超える場合には、超過料金の全額が利用者負担となります。

◆介護保険対象外商品◆

レンタル料金の全額が利用者負担となります。

その他費用について

■その他費用 (次の場合には別途、実費をお支払いいただきます。)

- ① 遠距離・離島など、または納品・引上げに特殊な作業を必要とされる場合。
- ② 当初の納品場所と引上げ場所が著しく異なる場合。
- ③ レンタルサービスをご利用中に、転居等お客様のご都合により、レンタル商品の移動を行う場合。
- ④ 利用者は、事故防止の観点から取扱説明書に記す福祉用具の通常の利用方法等に従って使用、管理していただきますようお願いします。万一、これらに反するお取り扱いによって故障等が発生した場合は、修理に要する費用を負担していただくことがあります。

■個人情報の取扱いについて

個人情報の利用範囲は、お客様に開示した利用目的の範囲とし、利用目的外の利用には行わないものとします。また、個人情報保護法の重要性を認識し、ガイドライン等を考慮するとともに、個人情報を取扱うために関係諸法令を遵守します。



レンタルサービスの体制

ご相談

- ケアプランをもとに当社のスタッフが相談やご質問にお答えします。
- レンタルサービスや介護保険についての情報をご提供いたします。

福祉用具の選定

- 専門スタッフが、ご利用になる方、介護される方の状況や要望を踏まえて最適な福祉用具選びをお手伝いいたします。

お申込

- 福祉用具をお決めになり、サービス内容にご了承いただけたら、お申込み下さい。
- お客様のご要望を伺いながら、納品日等、相談させていただきます。

ご契約

- 契約内容をご説明した上で、ご契約いただきます。

お届け

- ご指定の日時、場所に福祉用具をお届けします。
- 当社のスタッフが福祉用具の設置、組立・調整を行います。
- 取扱方法をご説明し、取扱説明書をお渡しします。

アフターサービス

- ご利用に関するご質問、ご相談を承ります。
- ご利用中、定期的に機器の状況やご利用状況の確認にお伺いします。
- ご利用中に福祉用具に不具合が発生した場合には、当社にご連絡ください。

ご解約・お引き取り


- レンタル期間中、契約を終了し引き取りを希望される場合は、事前に当社にご連絡ください。
- 引き取り日時をご相談の上、お伺いします。

消毒・メンテナンス・保管

- レンタルが終了した福祉用具については、消毒、洗浄、補修、点検を行います。



福祉用具洗浄・消毒・保守点検・保管工程




快適な暮らしと健康は寝具が肝心

特殊寝台

介護する側の思いやりが、
介護を必要とする人の心の支えに…
一日の大半を過ごすベッドに優しさを
添えましょう。

介護ベッド活用のために、知っておきたいベッドの基本



ベッドを安全にご使用いただくために




⚠ サイドレール使用時の挟まれに注意



⚠ サイドレールや介助バーとマットレスの間の挟まれに注意




⚠ サイドレール使用時もベッドからの転落に十分注意



⚠ サイドレール・介助バーは正しい向きで取り付ける



⚠ ベッドの下に潜り込んだり顔、手足を入れない



⚠ コード類の噛み込みや踏みつけに注意

手元スイッチ

背上げ機能

ベッドの背を上げてお好きな角度に調節できます。



背・脚上げ連動機能

背と脚の部分と同時に動きます。



電動ベッド

1 モーター 2 モーター 3 モーター らくらくモーション


昇降・背上げ・膝上げ連動等
モーター数により各種機能があります。

サイドレール・介助バー

バーには回転するものと、回転しないものとがあります。
用途に合わせて使いやすいものを選びましょう。

サイドレール

利用者本人と寝具の落下防止を目的に。



介助バー

座ったり立ったりするときの支えにしやすいものを。



マットレス

マットレスの選び方

体が沈みすぎないマットレスが理想的。

良いマットに寝たときの姿勢



柔らかすぎないマット

背筋が真っ直ぐの状態を保持。固めのマットが辛い方は、身体ラインに添ってマットがフィットする体圧分散タイプがおすすめ。

柔らかすぎるマットに寝たときの姿勢



柔らかすぎるマット

胸とおしりだけが沈み込み、腰が突き上げられてしまいます。不自然に曲がった腰・腹部には圧力がかかり、圧迫感から睡眠障害も。


介助度とベッド

介助度に合わせて、ベッドの幅を選びましょう。
寝返りを打ちやすいことがポイントです。



動きやすい幅

幅が狭いと無意識に転倒を恐れるため、睡眠は浅くなり疲労の回復は不十分となります。自力で寝返りがうてる方は幅広タイプを。



手が届きやすい幅

寝返りを打つのに助けが必要な方は、介護者の手が届きやすい幅を選ぶことが大切。ただし50cm以下の幅では狭すぎる。

ベッドの高さ

立ち座りの動作が困難なベッドは、排泄も食事も全てベッドで済まそうと自立の意識を失わせます。自立を促すベッドの高さが、実はあります。

ベッドの高さ = ひざ下長さ



鉄則はひざの内角が90°になる座位姿勢。骨盤が曲がることなく、重心が安定します。

ベッドの高さ > ひざ下長さ




脚底が床面につかず不安定な姿勢に。無理に背筋が伸びているため、骨盤が前傾します。

ベッドの高さ < ひざ下長さ




骨盤は後傾し、状態を支えようと頭に余分な圧力が。腰を痛める原因にもなり危険です。

身長に合わせてられる長さは3サイズ




ミニ

適応身長の目安/150cm未満



レギュラー

適応身長の目安/150cm以上



ロング

適応身長の目安/170cm後半から

特殊寝台



パラマウントベッド

木製ボード

インテリア性を重視した木製ボード。

セーフティーラウンドボード(樹脂製・木目調)

両端のグリップがベッドサイドレールや
介助バーと重なり、隙間を少なくできます。



らくらくモーション

ボタン操作で、らくらくモーションによる起き上がりの他に、背上げ(0~75°)、膝上げ(0~30°)、高さ調節(床からボトム上面までの高さ20~65cm)が個別に行えます。

- 0~75° 200~650mm
- 0~30° 910/830mm

●ベッド本体のみ

月額レンタル料金 ¥11,000

ご利用者負担金 ¥1,100

2モーター

ボタン操作で、背上げ(0~75°)、高さ調節(床からボトム上面までの高さ20~65cm)が行えます。背上げまたは、背・膝運動を本体レバー操作で選択できます。

- 0~75° 200~650mm
- 背/0~75° 膝/0~20° 910/830mm

●ベッド本体のみ

月額レンタル料金 ¥9,000

ご利用者負担金 ¥900

1モーター

ボタン操作で、背上げ(0~約75°)が行えます。

- 0~約75°

●ベッド本体のみ

月額レンタル料金 ¥7,000

ご利用者負担金 ¥700

楽匠S 特徴

らくらくモーション



床ずれを予防。安心して座れます。(らくらくモーションタイプのみ)

超低床




はじめての方でも安心の低さ。

ハイロー機能



介護者にやさしい高さです。

足先の角度調整機能



足のむくみを予防します。(全機種共通)

楽匠Sシリーズ 7つのポイント

safety 安全

JIS認証を取得

楽匠Sシリーズは、JIS規格に指定された品質要求事項に適合し、製造品質管理体制が省令等に定められた基準を満足することを、認定機関であるJQA(日本品質保証機構)により認定された商品です。

低くて安心

ベッドに慣れていない方でも安心の超低床を実現。座るときも、足がゆかにつきやすいので安心して座れます。

超低床 20cm

手元スイッチ

不用意な誤作動を予防するために、手元スイッチに電源ボタンを搭載。

solution 解決

省スペース設計

高さ調整の垂直動作など、日本の住宅事情にうれしい省スペース設計です。

必要設置面積最大約
10%カット
(メーカー比)

整理簡単

ティッシュやリモコンなどを収納できるポケットをご用意。足元のラックには連絡ノートも入るので、介護者同士の連絡もスムーズです。

support 支援

介護しやすい

ベッドの高さは最大65cmまで上昇可能。腰に負担がかかりにくい姿勢で介護できます。

最高
65cm

足がむくみにくい

足元の角度調節機能で、靴下がかけないなどの悪影響につながる“むくみ”を予防します。

切り替え
OK

パラマウントベッド
ベッドサイドレール



KS-161Q
TAIS 00170-000527
KS-171Q
TAIS 00170-000529

- 長さ:96.4cm
- 全高:KS-161Q/50.3cm
KS-171Q/56.3cm
- 色:ホワイトアイボリー

2本1組

月額レンタル料金 ¥500
ご利用者負担金 ¥50



パラマウントベッド
ベッドサイドレール



KS-126C
TAIS 00170-000532

- 長さ:96.4cm
- 全高:50.5cm
- 色:ベージュ/チェリー

2本1組

月額レンタル料金 ¥500
ご利用者負担金 ¥50



パラマウントベッド
スイングアーム介助バー



KS-096A
TAIS 00170-000551

- 長さ:110.9cm
- 全高:50.3cm

1本

月額レンタル料金 ¥2,000
ご利用者負担金 ¥200



パラマウントベッド
ベッドサイドレール(介助バー専用)



KS-151Q
TAIS 00170-000537

- 長さ:58.9cm
- 全高:50.3cm
- 色:ホワイトアイボリー

1本

月額レンタル料金 ¥250
ご利用者負担金 ¥25



※楽匠Sシリーズ専用
※KS-096Aとの組み合わせ専用

パラマウントベッド
サイドサポート

拘束感をやわらげる
サイドサポートです。



差込式



取付式

差込式(1本)

●楽匠Sシリーズ用


KA-037BR
※右図 ■ の位置に取付けます
TAIS 00170-000557

KA-037BL
※右図 ■ の位置に取付けます
TAIS 00170-000558

取付式(1本)

●楽匠Sシリーズ・楽匠共通

KA-038B
※右図 ■ の位置に取付けます
TAIS 00170-000354



月額レンタル料金 ¥500
ご利用者負担金 ¥50

パラマウントベッド
キャスター付き
ハイトスペーサー
KQ-P90CH
TAIS 00170-000608



4個セット

月額レンタル料金 ¥800
ご利用者負担金 ¥80

4輪すべてにストッパー
付き。ベッドの高さが
6.5cm高くなります。
●楽匠Sシリーズ専用



パラマウントベッド
キャスター
KQ-P90C
TAIS 00170-000560



4個セット

月額レンタル料金 ¥500
ご利用者負担金 ¥50

4輪すべてにストッパー
付き。ベッドの高さは
変わりません。
●楽匠Sシリーズ専用



パラマウントベッド
ハイトスペーサー
KQ-P90H
TAIS 00170-000561



4個セット

月額レンタル料金 ¥500
ご利用者負担金 ¥50

ベッドの高さが6.5cm
高くなります。
●楽匠Sシリーズ専用



パラマウントベッド
延長フレーム



14cm長くなります

91cm KQ-P92L
TAIS 00170-000526

83cm KQ-P90L
TAIS 00170-000525

月額レンタル料金 ¥500
ご利用者負担金 ¥50



●楽匠Sシリーズ専用 ※延長マットレスが別途、必要となります。

パラマウントベッド
延長マットレス

91cm

KE-551L
TAIS 00170-000563

83cm

KE-553L
TAIS 00170-000565

月額レンタル料金 ¥500
ご利用者負担金 ¥50



特殊寝台

特殊寝台
付属品

床
ずれ
防止
用具

変
換
器
位

車
い
す

付
車
属
品
す

ス
ロ
ー
プ

歩
行
器

補
歩
助
杖
行

手
す
り

リ
移
フ
動
ト
用

機
徘徊
感
器
知



パラマウントベッド



らくらくモーション

あたま・あしの動きで、体のズレ・摩擦・圧迫感が少ない動作をプログラム。キューマラインボトムと組み合わせて理想的な背上げを1ボタンで実現。(らくらくモーションタイプのみ)

低床25cm

かかとまで床につくように、低床25cmを採用。安定した端座位が立ち上がりをラクにし、自発的な行動を促すことに、つながります。

らくらくモーション

- 0～75°
- 0～30°
- 250～580mm
- 910/830mm

●ベッド本体のみ

月額レンタル料金 **¥10,500**
ご利用者負担金 **¥1,050** ※

2モーター

- 0～75°
- 背/0～75°
膝/0～20°
- 250～580mm
- 910/830mm

●ベッド本体のみ

月額レンタル料金 **¥9,500**
ご利用者負担金 **¥950** ※

特殊寝台付属品

パラマウントベッド

ベッドサイドレール



KS-160Q

TAIS 00170-000368

KS-170Q

TAIS 00170-000370

2本1組

月額レンタル料金 **¥500**
ご利用者負担金 **¥50** ※

- | | |
|------------|------------|
| KS-160Q | KS-170Q |
| ●全長:96.4cm | ●全長:96.4cm |
| ●全高:50.3cm | ●全高:56.3cm |
| ●重量:2.5kg | ●重量:2.75kg |

※楽匠Sには取付不可

パラマウントベッド

ベッドサイドレール



KS-190

TAIS 00170-000366

- 全長:82.7cm
- 全高:50.3cm
- 重量:2.0kg

2本1組

月額レンタル料金 **¥500**
ご利用者負担金 **¥50** ※

※楽匠Sには取付不可

パラマウントベッド

スイングアーム介助バー



KS-096

TAIS 00170-000490

月額レンタル料金 **¥2,000**
ご利用者負担金 **¥200** ※

- 全長:110.9cm
- 全高:50.3cm
- 幅:4.0cm
- 重量:6.4kg

※楽匠Sには取付不可

パラマウントベッド
ベッドサイドテーブル

KF-192
TAIS 00170-000233

- 幅 :80.7cm
- 奥行:42.0cm
- 高さ:63.5~92.5cm
- 重量:17.0kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、
ハイドスパーサーが必要です。

月額レンタル料金 **¥3,000**

ご利用者負担金 **¥300**



パラマウントベッド
ベッドサイドテーブル

KF-195
TAIS 00170-000376

- 幅 :90.7cm
- 奥行:42.0cm
- 高さ:63.5~92.5cm
- 重量:18.0kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、
ハイドスパーサーが必要です。

月額レンタル料金 **¥3,000**

ご利用者負担金 **¥300**



パラマウントベッド
ベッドサイドテーブル



KF-197
TAIS 00170-000501

- 幅 :90.7cm
- 奥行:42.0cm
- 高さ:63.5~92.5cm
- 重量:18.0kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、
ハイドスパーサーが必要です。

月額レンタル料金 **¥3,000**

ご利用者負担金 **¥300**

パラマウントベッド
リハビリテーブル



KF-840
TAIS 00170-000489

- 幅 :79.0cm
- 奥行:58.0cm
- 高さ:54.0~79.0cm
- 重量:13.0kg

※ベルト(KF-84B)はオプション(¥0)

月額レンタル料金 **¥3,000**

ご利用者負担金 **¥300**

パラマウントベッド
オーバーベッドテーブル



KF-832LB
TAIS 00170-000323

- 幅 :128.4cm
- 奥行:40.0cm
- 高さ:63.0~95.0cm
- 重量:21.5kg

※レバー操作で高さ調整

月額レンタル料金 **¥3,000**

ご利用者負担金 **¥300**

パラマウントベッド
オーバーテーブル

100cm幅 KQ-060W

TAIS 00170-000375

91cm幅 KQ-060L

TAIS 00170-000374

83cm幅 KQ-060M

TAIS 00170-000373

- 幅:31.0cm



月額レンタル料金 **¥500**

ご利用者負担金 **¥50**

パラマウントベッド
アジャストテーブル

KQ-090

TAIS 00170-000188

- 幅:32.0cm



月額レンタル料金 **¥500**

ご利用者負担金 **¥50**

パラマウントベッド
サイドサポート頭側用
追従式

KA-038B
TAIS 00170-000354

- 長さ:63.0cm
- 幅 :21.7cm
- 重量:2.0kg

※木調ダーク



月額レンタル料金 **¥500**

ご利用者負担金 **¥50**

パラマウントベッド
サイドサポート足側用
差込式

KA-037B
TAIS 00170-000352

- 長さ:63.0cm
- 幅 :12cm
- 重量:1.5kg

※木調ダーク



月額レンタル料金 **¥500**

ご利用者負担金 **¥50**

パラマウントベッド
キャスター

キャスターをつけても
ベッドの高さは変わりません。

KQ-39
TAIS 00170-000395

※ロングには使用不可



月額レンタル料金 **¥1,000**

ご利用者負担金 **¥100**

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

変換
器位

車いす

付車
属品

スロープ

歩行器

補助
杖行

手すり

リフト
動作

徘徊
感知器

自立 安全 暮らし を考えた

リラフベッド

「リラフ」は、relife 安心 +life 生活 = 安心できる暮らしの造語です。



JET
JIS T9254:2009
認証番号: JE0309002



3モーター CLB-2309

TAIS 00496-000270

- ベッド長: ショート
- マット幅: 91.0cm
- 高さ: 58.7~92.7cm

月額レンタル料金 ¥12,000

ご利用者負担金 ¥1,200

2モーター CLB-2209

TAIS 00496-000269


- ベッド長: ショート
- マット幅: 91.0cm
- 高さ: 58.7~92.7cm

月額レンタル料金 ¥10,500

ご利用者負担金 ¥1,050

- 腹圧を軽減するアーゴラインモーション
- 伝い歩きがしやすい形状のヘッドフットボード
- モジュール機能でショートタイプにも変更可能

3・2 モーター



足下すっきり

インサイドフレーム構造が脚引きスペースを確保。



側面すっきり

オプションホルダーが収納できるので立ち上がりの際邪魔になりません。



むくみを解消

かかと上げがむくみを解消します。



手元スイッチ



夜間でもわかりやすいバックライトタイプ。目の不自由な方にも安心の凸の加工がされているので識別が簡単です。

- 大きめのボタンで使いやすい。
- 立ち上がりがしやすい高さを記憶するピタリポジション機能付。
- 万一の誤操作を防止するロック機能付。

安心の低床 25cm



万一の転落でも低床25cmなら怪我のリスクを軽減します。

通気性に優れたメッシュボトム



出っ張らない形状のコンセント



特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

変換器位

車いす

付車
属品

スロープ

歩行器

補助
杖行

手すり

リ移
フ動
ト用

機
排
回
感
器知

オプション品

※安全にご使用いただくために、リクライニングベッドに組み合わせて使用するオプション品は、必ず弊社指定の製品を使用してください。

うごけばーあ 5

CAC-070

TAIS 00496-000280

●幅 : 119.0cm
●高さ : 50.0cm

月額レンタル料金 ¥2,000

ご利用者負担金 ¥200 課



さしこみサイドレール

CAS-378W

TAIS 00496-000273

●幅 : 78.0cm
●高さ : 37.0cm

2本1組

月額レンタル料金 ¥500

ご利用者負担金 ¥50 非



さしこみサイドレール ハイタイプ

CAS-478W

TAIS 00496-000279

●幅 : 78.0cm
●高さ : 57.0cm

2本1組

月額レンタル料金 ¥500

ご利用者負担金 ¥50 非



サイドレールS

CAS-143W

TAIS 00496-000282

●幅 : 60.0cm
●高さ : 51.0cm

1本

月額レンタル料金 ¥250

ご利用者負担金 ¥25 非



サイドベッドテーブル

CA-3620

TAIS 00496-000148

●幅 : 80.0cm
●奥行 : 30.0cm
●高さ : 58.5~93.5cm

月額レンタル料金 ¥3,000

ご利用者負担金 ¥300 課



オーバーベッドテーブル

CA-3920

TAIS 00496-000149

●幅 : 120.0cm
●奥行 : 30.0cm
●高さ : 60.0~95.0cm

月額レンタル料金 ¥3,000

ご利用者負担金 ¥300 課



生活ケア・肘付テーブル

CA-0580

TAIS 00496-000007

●幅 : 85.0cm
●奥行 : 59.0cm
●高さ : 55.6~81.6cm

月額レンタル料金 ¥3,000

ご利用者負担金 ¥300 課



四輪ダブルロックキャスター

CA-0920

TAIS 00496-000272

●径 : 10.0cm

月額レンタル料金 ¥1,000

ご利用者負担金 ¥100 課



CA-0921

TAIS 00496-000271

●径 : 7.5cm

月額レンタル料金 ¥1,000

ご利用者負担金 ¥100 課



マット幅91cm

スーパーユニファーマットレス



通気性に優れているスタンダードモデル

ソフトユニファーマットレス



端部が硬くなっていることで端座位が安定します

多重構造によりクッション性アップ

リライフ快眠ソフトマットレス



利用者のポジションに柔軟に対応する特殊立体構造

ショート マット長さ 180cm

CRM-3988G

TAIS 00496-000275

●幅 : 91.0cm ●長さ : 180.0cm
●厚さ : 8.0cm

月額レンタル料金 ¥2,500

ご利用者負担金 ¥250 非

標準 マット長さ 191cm

CRM-3918G

TAIS 00496-000274

●幅 : 91.0cm ●長さ : 191.0cm
●厚さ : 8.0cm

月額レンタル料金 ¥2,500

ご利用者負担金 ¥250 非

CAM-3988V

TAIS 00496-000276

●幅 : 91.0cm ●長さ : 180.0cm
●厚さ : 8.0cm

月額レンタル料金 ¥2,500

ご利用者負担金 ¥250 非

CAM-3918V

TAIS 00496-000277

●幅 : 91.0cm ●長さ : 191.0cm
●厚さ : 8.0cm

月額レンタル料金 ¥2,500

ご利用者負担金 ¥250 非

CA-3274

TAIS RANDARUBET-CA3274

●幅 : 91.0cm ●長さ : 180.0cm
●厚さ : 8.5cm

月額レンタル料金 ¥3,000

ご利用者負担金 ¥300 非

CA-3271

TAIS RANDARUBET-CA3271

●幅 : 91.0cm ●長さ : 191.0cm
●厚さ : 8.5cm

月額レンタル料金 ¥3,000

ご利用者負担金 ¥300 非

かため
マットのかたさ
やわらかめ

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

変換
器位

車いす

車
属品

スロープ

歩行器

補助
杖行

手すり

リフト
動作

徘徊
感知器


MioLet

ミオレット




ブラッ

Miolet : イタリア語で「私のベッド Mio let」という言葉を短縮した造語



2モーター/昇降1モーター

レギュラータイプ



※昇降1モーターは、イラストのような背・膝のリクライニングはできません。

ミオレット

昇降1モーター
PZB-M1RJH

TAIS 00631-000136

月額レンタル料金 ¥6,000
ご利用者負担金 ¥600

1M(背上げ)

PZB-M1RJB

●背上げ:0~70度 脚上げ:0~14度
TAIS 00631-000138

月額レンタル料金 ¥6,000
ご利用者負担金 ¥600

2モーター

PZB-M2RJ

TAIS 00631-000140

月額レンタル料金 ¥7,000
ご利用者負担金 ¥700


- 床面積:25~59cm
- 専用キャスター(M2RJ-8CKS)装着時:+4cm
- マットレス適合寸法:幅90cm
- 最大使用者体重:120kg

Point 1


利用者に合わせた脚部のフィッティングが可能。

膝の曲がる位置は人それぞれ、ベッドの曲がる位置と合っていないと背上げ時にお尻がずれてしまいます。

ミオレットは、利用者的大腿部の長さに合わせて、パーツの変更なしで脚ボトムの屈曲位置を調節できます。



※ピンを外して左右にずらすだけの簡単調整



特殊寝台

付特殊寝台
属品

防止用
具

変体
換器

車いす

付車
属品

スロープ

歩行器

補助
杖

手すり

リ移
動用

機徘徊
感知器

付属品

※安全にご使用いただくために、ミオレットに組み合わせて使用するオプション品は、必ず弊社指定の製品を使用してください

ブラッ ニーパロ

■45度毎に自動的にロックする機構を搭載、ロック忘れを予防。



PZR-AT116J

TAIS 00631-000153

1本

月額レンタル料金 ¥2,000

ご利用者負担金 ¥200

- 全長: 116.5cm
- 全高: 44cm
- 重量: 9.7kg



ブラッ サイドレール



BG-75J

TAIS 00631-000151

2本1組

月額レンタル料金 ¥500

ご利用者負担金 ¥50

- 幅 : 75.0cm
- 高さ: 51.5cm

ブラッ ショートサイドレール



BG-53J

TAIS 00631-000152

2本1組

月額レンタル料金 ¥500

ご利用者負担金 ¥50

- 幅 : 53.0cm
- 高さ: 51.5cm

ブラッ ロングサイドレール



BG-96J

TAIS 00631-000150

2本1組

月額レンタル料金 ¥500

ご利用者負担金 ¥50

- 幅 : 96.0cm
- 高さ: 51.5cm

バックオフ機能付き

背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす
背上げ機能で、腹部や背中への圧迫感を軽減します。
また、特殊な背上げ機能により、通常、腰付近にもかかる
背圧は、肩付近にかかるように設計され、
肩の後ろに手を差し込むだけで除圧できます。



背上げ中に起きる背圧は
放置すると呼吸困難になる
恐れもあります。

※自分で体を動かすことが
できない人のみ背圧が発
生します。



簡単除圧!



ブラッ ガス圧式昇降 ベッドテーブル



PZT-840

TAIS 00631-000178

月額レンタル料金 ¥2,500

ご利用者負担金 ¥250

- 長さ: 84cm
- 奥行: 40cm ●高さ: 63~84cm

ブラッ Miolet 専用キャスター

M2RJ-8CKS

TAIS 00631-000154

ストッパー付×2個、
ストッパー無し×2個の4個組

4個組

月額レンタル料金 ¥500

ご利用者負担金 ¥50

- 装着時床面積: 29~63cm



ブラッ Miolet 専用ハイトスペーサー

■お好みの高さに調節できます。

M2RJ-H35-A

TAIS 00631-000123

4個組

月額レンタル料金 ¥500

ご利用者負担金 ¥50

- 装着時床面積: 28.5~62.5cm



特殊寝台

特殊寝台
付属品

床
ずれ
防止
用具

変
換
器
位

車
い
す

付
車
属
品
す

ス
ロー
プ

歩
行
器

補
歩
助
杖
行

手
すり

リ
移
フ
動
用

機
排
徊
感
器
知



生活の中で静かに、
そして優しく使用する人を支えます。

シーホネンス

JIS T 9254 : 2009



ML0509002



和夢～凜～

3モーター

K-730 背・脚個別駆動タイプ



樹脂ボード・レギュラー
TAIS 00167-000149

月額レンタル料金 ¥12,000

ご利用者負担金 ¥1200

- 背上げ: 0~70° 足上げ: 0~40°
- 上下昇降: 25~62cm
- 約170cm未満の方
- 全長: 218cm ●総重量: 77kg

2モーター

K-720A ケアモーションタイプ



樹脂ボード・レギュラー
TAIS 00167-000147


月額レンタル料金 ¥10,500

ご利用者負担金 ¥1,050


- 背上げ: 0~70° 足上げ: 0~15°
- 上下昇降: 25~62cm
- 約170cm未満の方
- 全長: 218cm ●総重量: 76kg

身体の前ズレを最小限に抑えるケアモーション(K-720A専用機能)

背上げの際、背上げ動作と同時に足上げを開始。足上げが約15°になると自動で足下げ動作に移行しますので、自然な座位を保ちながら、身体の前ズレを最小限に抑えます。背上げが最大70°になると足はフラットになるため、腹圧も軽減できます。



背上げと足上げを同時に開始します。



足上げが約15°になると自動で足下げ動作に移行します



背上げが最大70°になると同時に足はフラットになります。

前ズレを制御

前ズレを制御

腹圧を軽減

身体に優しくフィット、スイングバック機能

背上げの支点を、後方にスライドさせながら背上げする機能です。身体への圧迫感や負担を軽減すると共に、前ズレを抑え、自然な座位を保てますので常に体型に合った自然で理想的なラインを確保。



伝い歩きをやさしくサポート、 グリップ付きボード

伝い歩きをサポートするグリップをボード上部に設け、生活支援機能の向上を実現。フットボード裏側に収納カバー（別売）を取り付けることで取扱説明書などを収納できます。

グリップ




収納スペース



ベッドサイドレール

シーホネンス
サイドレール



K-170R

TAIS 00167-000111


2本1組

月額レンタル料金 **¥500**

ご利用者負担金 **¥50**

●長さ:99.5cm
●高さ:ボトム面より41cm

シーホネンス
サイドレール



K-170S

TAIS 00167-000110

2本1組

月額レンタル料金 **¥500**

ご利用者負担金 **¥50**

●長さ:89.5cm
●高さ:ボトム面より41cm

回転式アーム介助バー

ベッドの左右どちら側にも取り付けられます



K-40R

TAIS 00167-000138

1本

月額レンタル料金 **¥2,000**

ご利用者負担金 **¥200**

●グリップ部は0~150°の範囲で(15°刻み)角度調節が可能です。
●全長:119.6cm 全高:51cm

専用オプション

K-190R

TAIS 00167-000141

1本

月額レンタル料金 **¥500**

ご利用者負担金 **¥50**



●長さ:59cm ●高さ:ボトム面より41cm


K-190S

TAIS 00167-000140

1本

月額レンタル料金 **¥500**

ご利用者負担金 **¥50**



●長さ:49cm ●高さ:ボトム面より41cm

オーバーテーブル



K-136

TAIS 00157-000116

●幅:102cm 長さ:31cm

月額レンタル料金 **¥500**

ご利用者負担金 **¥50**

ダブルウェーブマットレス



厚さ:8cm

丸洗いが可能な
ウオッシュブルタイプ構造

MB-2510L

TAIS 00167-000125

●幅:90cm 長さ:185cm

月額レンタル料金 **¥2,500**

ご利用者負担金 **¥250**

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床
ずれ
防止
用具

変
換
器
位

車
い
す

付
車
属
品

ス
ロ
ー
プ

歩
行
器

補
歩
助
杖
行

手
す
り

リ
移
フ
動
ト
用

機
排
徊
感
器
知

特殊寝台付属品

マットレス

パラマウントベッド

エバーフィットマットレス〈清拭タイプ〉



厚さ10.0cm

リバーシブルで“ハード”“ソフト”の
使い分けができます。



91cm幅 KE-521Q
TAIS 00170-000389

KE-523Q
TAIS 00170-000390

91cm幅 mini KE-5211Q
TAIS 00170-000396

mini KE-5231Q
TAIS 00170-000397

月額レンタル料金 ¥2,500

ご利用者負担金 ¥250

パラマウントベッド

エバーフィットマットレス〈洗淨タイプ〉



厚さ10.0cm

リバーシブルで“選べるやわらかさ”
無膜ウレタンフォームによる
“抜群の通気性”



100cm幅 KE-577Q
TAIS 00170-000439

KE-571Q
TAIS 00170-000438

KE-573Q
TAIS 00170-000437

mini KE-5711Q
TAIS 00170-000441

mini KE-5731Q
TAIS 00170-000440

月額レンタル料金 ¥3,000

ご利用者負担金 ¥300

(100cm幅のみ課)

パラマウントベッド

プレグラーマットレス

伸びながら曲がる
キューマラインボトムの
ベッドに最適です。



厚さ8.0cm

100cm幅 KE-557Q
TAIS 00170-000444

KE-551Q
TAIS 00170-000159

KE-553Q
TAIS 00170-000142

91cm幅 mini KE-5511Q
TAIS 00170-000286

mini KE-5531Q
TAIS 00170-000285

月額レンタル料金 ¥2,500

ご利用者負担金 ¥250

(100cm幅のみ課)

タイカ

アルファブラ すくっと

厚さ9.0cm



起き上がり時や
立ち上がり時に手をつく位置
(マット両端)が硬いため、
動作を助けます。

TS-SKT-A1R
TAIS 00563-000021

TS-SKT-A3R
TAIS 00563-000019

91cm幅 mini TS-SKT-A1S
TAIS 00563-000022

mini TS-SKT-A3S
TAIS 00563-000020

月額レンタル料金 ¥3,000

ご利用者負担金 ¥300

(課)

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床
防止
用具

変
換
器
位

車
い
す

付車
属品

ス
ロ
ー
プ

歩
行
器

補歩
助杖

手
す
り

リ移
フ動
ト用

機徘徊
器感知

ケーブ
ホスピタマットレス ワイド



厚さ8.5cm

リバーシブルで
低反発と高反発で使い分けできます。

90cm幅 CR-287
TAIS 00206-000069

月額レンタル料金 ¥2,500
ご利用者負担金 ¥250 非

ケーブ
ミュー〈通気タイプ〉



厚さ8.0cm

通気性や快適な寝姿勢で
快眠をサポートいたします。

90cm幅 CR-521
TAIS 00206-000065

90cm幅 mini CR-522
TAIS 00206-000065

月額レンタル料金 ¥2,500
ご利用者負担金 ¥250 非

モルテン
ソフィア〈防水タイプ〉



厚さ10.0cm

身体状態や好みに応じて
オモテ面「少し柔らかめ」と
ウラ面「ふつう」を
使い分けることができます。

100cm幅 MHA10100
TAIS 00054-000034

91cm幅 MHA1091
TAIS 00054-000034

MHA1083
TAIS 00054-000034

91cm幅 mini MHA1091S
TAIS 00054-000034

83cm幅 mini MHA1083S
TAIS 00054-000034

月額レンタル料金 ¥3,000
ご利用者負担金 ¥300 非 (100cm幅のみ 課)

ダイヤ工業
キャリーベルト

000-7111
TAIS 01109-000005

●縦:11cm 横:130cm 高さ:0.7cm
●最大使用者体重:120kg ●重量:275g
●ウエストサイズ:60~120cm



どの方向からでも握りやすい
クッション性を有した取手を設置
(縦4本、横5本 計9本)。

月額レンタル料金 ¥1,000
ご利用者負担金 ¥100 課

歩行介助



移乗介助



起立補助



歩行補助、移乗介助、起立補助等をサポートする介助ベルトです。使用することで、介助者が取手を確保でき安心して介助できます。

モルテン
イージーモーション
MEMV

設置面積が広く硬めの素材とブーメラン型で
移乗しやすい。



TAIS 00054-000032

月額レンタル料金 ¥2,000
ご利用者負担金 ¥200 課

●サイズ:長さ78×幅38cm
●重量:1.2kg
●橋渡しする距離:白線の
内側

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床
ずれ
防止
用具

変体
換
器
位

車
い
す

付車
属
品
す

ス
ロ
ー
プ

歩
行
器

補歩
助
杖
行

手
す
り

リ移
フ動
ト用

機
排
徊
感
器
知

床ずれ防止用品 静止型マットレス

「床ずれ」について

寝返りができない方が、長時間同じ姿勢でいると、身体の突き出た部分に、より多くの体圧がかかることで、皮膚が圧迫を受け続けます。これを放置したままにすると、血行不良となって皮膚の栄養障害や代謝障害が起こり、重傷の場合は潰瘍などになってしまいます。「床ずれ」は発生してから治療するのではなく、「床ずれ」にしないことが大切です。より身体に適した防止具を選びましょう。

パラマウントベッド

アクアフロートマットレス 〈清拭タイプ〉〈通気タイプ〉

中央に「アクアセル」を埋め込んだ新構造。



厚さ12cm

〈清拭タイプ〉

91cm幅 KE-831Q
TAIS 00170-000505

月額レンタル料金 ¥5,000
ご利用者負担金 ¥500

〈通気タイプ〉

83cm幅 KE-843Q
TAIS 00170-000508

91cm幅 KE-841Q
TAIS 00170-000507

83cm幅 mini KE-8431Q
TAIS 00170-000512

91cm幅 mini KE-8411Q
TAIS 00170-000511

月額レンタル料金 ¥5,500
ご利用者負担金 ¥550

タイカ

アルファプラ αPLA



床ずれ予防と快眠促進に
抜群の効果を発揮します。

ゲルサンド構造が実現した高い床ずれ防止と、動きやすさ。トータルバランスに優れたマットです。



83cm幅 MB-11-LIGHT-R3
TAIS 00563-000005

91cm幅 MB-11-LIGHT-R1
TAIS 00563-000008

83cm幅 mini MB-11-LIGHT-R3-M
TAIS 00563-000010

91cm幅 mini MB-11-LIGHT-R1-M
TAIS 00563-000011

月額レンタル料金 ¥5,000
ご利用者負担金 ¥500

100cm幅
MB-11-LIGHT-R0
TAIS 00563-000012

月額レンタル料金 ¥6,000
ご利用者負担金 ¥600

タイカ

アルファプラフ 〈撥水・防水カバータイプ〉

低体重の方をケアしたい思いが、みんなにやさしくフィットします。



厚さ13.0cm

●材質／中身：アルファゲル・ポリウレタンフォーム
カバー：ポリエステル

83cm幅 レギュラーMB-FW3R
TAIS 00563-000056

83cm幅 ショートMB-FW3S
TAIS 00563-000055

91cm幅 レギュラーMB-FW1R
TAIS 00563-000059

91cm幅 ショートMB-FW1S
TAIS 00563-000058

月額レンタル料金 ¥6,000
ご利用者負担金 ¥600

83cm幅 ロングMB-FW3L
TAIS 00563-000057

91cm幅 ロングMB-FW1L
TAIS 00563-000060

100cm幅 レギュラーMB-FW0R
TAIS 00563-000061

100cm幅 ロングMB-FW0L
TAIS 00563-000062


月額レンタル料金 ¥9,000
ご利用者負担金 ¥900

ケーブ

ケーブ フローラ/S



蒸れを軽減し理想的なSライン保持を実現。腰部防水仕様です。



厚さ9.0cm

83cm幅 CR-410 TAIS 00206-000050

90cm幅 CR-420 TAIS 00206-000050

83cm幅 mini CR-430 TAIS 00206-000050

90cm幅 mini CR-570 TAIS 00206-000050

月額レンタル料金 ¥4,000
ご利用者負担金 ¥400

FITバシフィック

床ずれナース ベッドパッド

褥瘡ムレ対策に最適な。
東部をマットレスに巻き込んで
使用するので、ずれにくくなっています。



厚さ2.0cm

83cm幅 TN1100T-83
TAIS 00762-0000001

91cm幅 TN1100T-91
TAIS 00762-0000010

●素材
ナイロン74%
ポリエステル26%

月額レンタル料金 ¥1,500
ご利用者負担金 ¥150

岡部商事

ピュアライフ エアーパード

湿潤拡散・体圧分散・通気性に優れた
高機能素材を使用、床ずれを防止
します。



厚さ1.4cm

83cm幅 91cm幅
PA2004A
TAIS 00537-000003

月額レンタル料金 ¥2,000
ご利用者負担金 ¥200

いわしや医療

メディマット コンビ型

優れた防水性と高い透湿性をもつ
高機能カバーで拭き取り消毒が
できます。



ゴアラミネート構造

水蒸気 液体
バクテリア
ウイルスなど

ファブリック
ゴアテックス
ファブリック

●素材/カバー:ゴアテックスフィルムにポリエステル
布をラミネート
中材/低反発ウレタン(2層構造)

91cm幅 BF918
TAIS 00678-000008

91cm幅 mini BF918S
TAIS 00678-000008

月額レンタル料金 ¥8,000
ご利用者負担金 ¥800

モルテン
ナッソー

背上げの時の背中にかかる苦しさを低減し、
楽で安全な姿勢を実現する
「3層スライド構造」。



厚さ13.0cm

83cm幅 MNS83 TAIS 00054-000091

91cm幅 MNS91 TAIS 00054-000091

83cm幅 mini MNS83S TAIS 00054-000091

91cm幅 mini MNS91S TAIS 00054-000091

月額レンタル料金 ¥5,000
ご利用者負担金 ¥500

ケーブ

ディンプルマットレス

ウレタンフォーム特有の反力を
軽減し、快適な寝心地も
両立させました。



厚さ12.0cm

83cm幅 CR541 TAIS 00206-0000070

90cm幅 CR450 TAIS 00206-0000070

83cm幅 CR542 TAIS 00206-0000070

90cm幅 CR543 TAIS 00206-0000070

月額レンタル料金 ¥4,000
ご利用者負担金 ¥400


パラマウントベッド

マキシーフロートマットレス

弾力性の異なる
ウレタンフォームの3層構造。
お手入れは清拭だけ。抗菌効果もある
体圧分散マットレスです。



厚さ15.0cm



91cm幅 KE-801A TAIS 00170-000045

83cm幅 KE-803A TAIS 00170-000046

●トップカバー:ポリウレタン・ポリエステル
●クッション材:行弾力性ウレタンフォーム・ポリエステル繊維

月額レンタル料金 ¥5,500
ご利用者負担金 ¥550

※KE-801、KE-803も
ご用意しております。

床ずれ防止用品

エアマットレス

ケーブル
エアマスターネクサス



- 防水
- 完全独立2層式 エアセル
- 換気
- 圧切替3連
- 体重設定型
- 背上げモード
- 緊急エア抜き構造
- エア抜け対策機能
- リハビリモード
- 微波動モード

厚さ13.0cm

新形状のエアセルと多彩なモードで幅広い療養者や状態の変化に対応します。

- 91cm幅 CR-610 TAIS 00206-000067
- 83cm幅 CR-600 TAIS 00206-000067
- 91cm幅 mini CR-620 TAIS 00206-000067
- 83cm幅 mini CR-640 TAIS 00206-000067

月額レンタル料金 ¥8,000
ご利用者負担金 ¥800

ケーブル
エアマスター アクティ



- 防水
- 薄型
- オーバーレイ
- 圧切替3連
- 体重設定型
- リハビリモード

厚さ5.0cm

36本(最薄5cm)のエアセルでリハビリテーションをサポートし離床を促進する。

- 90cm幅 CR-300 TAIS 00206-000043
- 84cm幅 CR-290 TAIS 00206-000043
- 84cm幅 mini CR-310 TAIS 00206-000043
- 100cm幅 CR-340 TAIS 00206-000043

月額レンタル料金 ¥5,500
ご利用者負担金 ¥550

ケーブル
ビッグセル インフィニティ



- 換気
- 3層式縦長エアセル
- 自動ヘッドアップ対応機能
- 2層式エアセル
- クイックハードモード
- 微波動モード
- 拘縮対応モード
- ecoモード
- CPR対応機能
- 停電対策機能
- 20~120kgの体重設定

厚さ17.0cm

呼吸管理や経管栄養・PEGなどで頭側挙上を継続する方に。リスクの高い踵部への対策。高度な骨突出部位やずれに対応。

- 91cm幅 CR-555 TAIS 00206-000074
- 83cm幅 CR-550 TAIS 00206-000074
- 91cm幅 mini CR-557 TAIS 00206-000074
- 83cm幅 mini CR-553 TAIS 00206-000074

月額レンタル料金 ¥9,000
ご利用者負担金 ¥900

パラマウントベッド
ここちあ



- 防水
- 完全独立2層式 エアセル
- 換気
- 圧切替3連
- ポンプチューブ内蔵型
- 身体部位別圧力管理
- 体重設定型/1kg刻み
- 背上げモード
- やわらかモード
臀部低圧保持
- しっかりモード
全体を硬く
- 操作パネル
- 緊急エア抜き構造

厚さ13.0cm

三連圧切替とブロックコントロールで優れた体圧分散性能マットレスにポンプと送風チューブを内蔵しました。

- 91cm幅 KE-901Q TAIS 00170-000602
- 83cm幅 KE-903Q TAIS 00170-000603
- 91cm幅 mini KE-9011Q TAIS 00170-000604
- 83cm幅 mini KE-9031Q TAIS 00170-000605

月額レンタル料金 ¥8,000
ご利用者負担金 ¥800

特殊寝台

付特殊寝台
付属品

床ずれ防止用具

変体
換器位

車いす

付車
属品

スロープ

歩行器

補助
杖行

手すり

リ移
フ動
ト用

機排
回感
器知

タイカ
SORA



ウレタンマットレスをベースに、
腰部にはキューブ型エアセルを搭載。
両方の利点を兼ね備えたハイブリッドタイプです。

厚さ13.0cm

多彩な機能

- SORAモード** 通常こちらのモード使用
- 寝心地モード** SORAモードでエアセルの膨縮動作に違和感を感じる方におすすめします
- 緩和モード** 既に皮膚に傷があり刺激を抑える必要がある方におすすめします
- 静 止**
- 安静モード** 術後の解放創がある方におすすめします
- 安定モード** ベッドからの移乗時など安定性が必要な場合にご使用ください

91cm幅 NK-T91 TAIS 00563-000047

83cm幅 NK-T83 TAIS 00563-000046

月額レンタル料金 ¥8,000

ご利用者負担金 ¥800

モルテン
ステージア



厚さ13.0cm

床ずれ対策で求められる『圧特性』を維持しながら
『QOL特性』を飛躍的に向上させた
高性能型タイプです。

床ずれ対策の要素

- 圧特性** 体圧分散性能・除圧性能・ずれ対策
- QOL特性** 寝心地・座位安定感・冷え対策・ムレ対策

91cm幅 MSTA91 TAIS 00054-000115

83cm幅 MSTA83 TAIS 00054-000115

91cm幅 mini MSTA91S TAIS 00054-000115

月額レンタル料金 ¥8,000

ご利用者負担金 ¥800

モルテン
グランデ



防 水

独立3層式構造

防湿機能

アシスト機能

マニュアルモード

セルフチェックモード

緊急エア抜き構造

厚さ18.0/13.0cm

身体状況の判定結果をポンプに入力し
最適な条件を自動的に設定します。

91cm幅 MGRA91 TAIS 00054-000071

83cm幅 MGRA83 TAIS 00054-000071

91cm幅 mini MGRA91S TAIS 00054-000071

83cm幅 mini MGRAS83 TAIS 00054-000071

月額レンタル料金 ¥11,000

ご利用者負担金 ¥1,100

モルテン
クレイド



防 水

独立3層式/パンプ構造

換 気

圧切替型モード

静止型モード

身体保持モード

体位変換モード

体位保持機能

緊急エア抜き構造

厚さ16.0cm

体圧分散性と体位変換機能をあわせ持つ
高性能エアマットレス。

91cm幅 MCRD91 TAIS 00054-000031

83cm幅 MCRD83 TAIS 00054-000031

月額レンタル料金 ¥12,000

ご利用者負担金 ¥1,200

特
殊
寝
台

付
属
品
特
殊
寝
台

防
止
用
具
床
ず
れ

変
体
換
器
位

車
い
す

付
車
属
品
す

ス
ロ
ー
プ

歩
行
器

補
歩
助
杖
行

手
す
り

リ
移
フ
動
ト
用

機
排
回
感
器
知

体位変換器

体位変換クッション

ケーブル

ロンボ ポジショニング スネーククッション

1本のクッションで
30度側臥位等をサポートします。



●カバーが付きます

RM46200

TAIS 00245-000102

●長さ220×幅20cm

※地域によっては
対応できない
場合もございます。

月額レンタル料金 ¥2,500

ご利用者負担金 ¥250

ケーブル

ロンボ ポジショニング 初期導入セット

汎用性の高いピローを5種類(計6個)
組み合わせることにより、
様々な良肢位を確保できます。

TAIS 00245-000103

① RF1 RF21118

●長さ60×幅40cm

② RF5 RF21145

●長さ80×幅80cm

③ RF3 RF32804

●長さ40×幅23cm(2コ)

④ RM1 RM43036

●長さ75×幅65cm

⑤ RM2 RM41934

●クッション本体:長さ80×幅40cm
フラップ部:長さ80×幅20cm



●カバーが付きます

月額レンタル料金 ¥5,500

ご利用者負担金 ¥550

※地域によっては対応できない場合もございます。

ロンボの種類と使い方

【振る】

ピローを振ることによって、
中身の厚みや形状を調整
できます。



【つまむ】

ピローをつまんで引き出すこ
とで、身体への接触部分を微
調整できます。



【入れる】

大きなピロー (RF5) に小さ
なピロー (RF3) を入れること
でボリュームがアップします。
より安定感を出したいときに
有効。



【揺らす】

ピローに身体をのせたま揺
らすことで、より身体の形状に
フィットし、なじませることが
できます。



RF3

枕型 ●23×40cm



RF5

大型 ●80×80cm
ソフトタイプの
マルチクッション



RM1

4段型 ●65×75cm
折り曲げて丸めて使える



RM2

枕型 ●40×80cm
フラップ付30度側臥位
をサポート



スネーク

●φ20×220cm
フラップ付30度側臥位
をサポート



特殊寝台

特殊寝台
付属品

床止
ずれ
具

変換
器位

車いす

車
属
品

ス
ロ
ー
プ

歩
行
器

歩
助
杖

手
すり

移
動
用

排
便
器

アイ・ソネックス

ナーセントパットA(3ピース)

三角パットの自在な組合せで
多様な用途に対応できます。

体位変換

良肢位の保持

床ずれ部位の除圧

TAIS 00149-000012

NP

大ピース/1

●長さ40×高さ10×奥行40cm
重量0.85kg

小ピース/2

●長さ40×高さ10×奥行20cm
重量0.45kg

●材質:低反発性高密度特殊ウレタン



月額レンタル料金 ¥3,000

ご利用者負担金 ¥300

※地域によっては対応できない
場合もございます。

アイ・ソネックス

ライトターン

間接の拘縮や床ずれ防止に
シーツ等シワのばしに
オムツ交換に。

TAIS 00149-000017

●長さ43×高さ39×奥行13cm

重量0.95kg(カバー含む)

●材質:高密度高硬度ウレタン

高密度高弾性ウレタン

高密度低弾性ウレタン



月額レンタル料金 ¥2,000

ご利用者負担金 ¥200

※地域によっては対応できない
場合もございます。

東レ

トレイーズスライドシート

トレイーズは、シート本体の素材が
滑りのよいナイロンで、3層構造の
中間層が上下層の動きに干渉され
ないため、上下左右、回転等の
動作がわずかな力で
可能になりました。



TAIS 00947-000001

●長さ1200×幅750cm

●材質:シート地/ナイロン

月額レンタル料金 ¥1,000

ご利用者負担金 ¥100

モルデン

セロリアタイプ

体位変換時の介護負担軽減。

TAIS 00054-000112

●長さ68×幅32cm×厚10cm
重量2.4kg

月額レンタル料金 ¥1,000

ご利用者負担金 ¥100

セロリBタイプ

TAIS 00054-000113

●長さ141×幅23cm×厚8cm
重量3.1kg

月額レンタル料金 ¥1,500

ご利用者負担金 ¥150

タイカ

スマイルシート

介護サポート

スライディングシート

簡単で使いやすい
スマイルシートは
体位変換や移動を
スムーズにします。



Smile sheet
スマイルシート

Lサイズ

TAIS 00563-000052

●長さ200×幅145cm

●材質:ナイロン100%

重量200g

●パラシュート用の生地を使用している
ため、滑りが良く丈夫です。

●洗濯・清拭消毒ができます。

●Lサイズはほぼ全身をカバーできるので、
より多くの場面活用できます。

月額レンタル料金 ¥1,500

ご利用者負担金 ¥150

スマイルシートの使い方

スマイルシートは原則
二つ折りにして使用します。

1 敷き込み方

スマイルシートを
二つ折りにして
患者さんとマッ
トレスの間に敷
き込みます。



ベッド全体にスマ
イルシートが広
がるように引き
出します。

2 はずし方



患者さんを支えな
がら、腰や太もも
の隙間から交互に
引っ張って抜きと
ります。

3 体位変換

二つ折りにしたスマイルシート
の上側一枚を両手でつかみ手
前に引きます。



つかんだシートをゆっくり上方に
引上げて寝返りを打つように患
者さんの身体を横向きにします。

・滑りやすい素材の為、転落・転倒の恐れがあります。必ず介助者付き添いのものと
ご利用願います。

特殊
寝台

特殊
寝台
付属
品

床
ずれ
防止
用具

変
換
器
位

車
い
す

付
車
属
品
す

ス
ロー
プ

歩
行
器

補
歩
助
杖
行

手
すり

リ
移
フ
動
ト
用

機
徘徊
感
器
知

歩いてストレス解消そして自立支援


車いす

健康の第一歩は、
布団から出て玄関の扉を開けること！
社会交流の意欲が沸きます。
暮らしの楽しみが広がる歩行補助器。

車いすの選定の目安

使用者の能力は？ 使用者の能力は車いす選びで大切なポイントとなります。

1 駆動能力



車いすの豆知識

Q 自走タイプと介助タイプとの区別は？

A ハンドリングが付いているかどうかです。
ハンドリングが付いていれば自走タイプ、付いてなければ介助タイプとなります。
車輪の大きさや、介助ブレーキの有無ではないのですね！

体型にあった車椅子の選び方

シートの幅

お尻の幅プラス 3~5cm 位が目安。
(介護者の手が入るくらいの程度)

背もたれの高さ

肩胛骨の下までであることが目安。

シート奥行き

背もたれにお尻をつけて座って、膝の内側が少し出るくらいが良い。

肘掛けの高さ

肘を無理なく曲げて乗せられるくらい。


シートの高さ

膝下の高さに合わせる。脚がぶつからないように。



2 移乗能力

ベッドなどから車いすへの乗り移り、車いすからベッドなどへの乗り移り(トランスファー)能力に合わせて車いすには種々のタイプがあります。



特殊寝台

付特殊寝台
附属品

防床
止用具

変体
換器位

車いす

付車
属品

ス
ロー
プ

歩
行
器

補歩
助杖行

手
すり

リ移
フ動
ト用

機徘徊
感器知

AR-200B-4

松永製作所



TAIS 00066-000189

月額レンタル料金 ¥2,500

ご利用者負担金 ¥250

●重量: 14.7kg

背折れ
ドラム
ブレーキ

■低価格！スタンダードの決定版！
■安心して使えるしっかり感。車いすライトユーザにぴったりの車いすです。

M-43KDB

ミキ



TAIS 00122-000146

月額レンタル料金 ¥6,500

ご利用者負担金 ¥650

●重量: 10.5kg

クッション付
背折れ
ドラム
ブレーキ
フォーム
キャスト

■超軽量車いす。
■ガッチッと軽い！
クッション付。

エアリアル MW-SL3B

松永製作所



TAIS 00066-000241

月額レンタル料金 ¥5,000

ご利用者負担金 ¥500

●重量: 12.1kg

背折れ
肘掛
跳上
クッション付
ドラム
ブレーキ
スイング
アウト

■横への移乗をより安全に、立ち上がりもスマートに！そして軽い！多機能の決定版です。

エアリアル MW-SL5B

松永製作所




TAIS 00066-000243

月額レンタル料金 ¥5,000

ご利用者負担金 ¥500

●重量: 12.5kg

背折れ
肘高調整
肘掛
跳上
クッション付
ドラム
ブレーキ
スイング
アウト
フォームキャスト
ハット
左右調節

■足こぎ走行に嬉しい超低い座面！スイングアウト機能でより大きく脚を動かせる。クッション併用にもぴったりの車いすです。

モック MOC-43LTP

ミキ



TAIS 00122-000360

月額レンタル料金 ¥6,000

ご利用者負担金 ¥600

●重量: 11.2kg

背折れ
ドラム
ブレーキ
フォーム
キャスト

■軽量かつコンパクトな車いす。

SKT-4

杖 延 ミキ



TAIS 00122-000411

月額レンタル料金 ¥7,000

ご利用者負担金 ¥700

●重量: 13.7kg

背折れ
ドラム
ブレーキ
肘掛
跳上
スイング
アウト
フォーム
キャスト
背強調整

■人気のスキットに自走用登場。狭い室内もスイスイ移動でき、ちょっとしたスペースにも収納できます。

M-40KDB

杖 延 ミキ



TAIS 00122-000146

月額レンタル料金 ¥6,000

ご利用者負担金 ¥600

●重量: 11.2kg

背折れ
ドラム
ブレーキ
バンド
ブレーキ

■M-43KDBの低床タイプです。

MW-S3F

杖 酸 杖 延

松永製作所




TAIS 00066-000113

月額レンタル料金 ¥6,000

ご利用者負担金 ¥600

●重量: 13.3kg



背折れ

■スタンダードな自操タイプ。

NC-2CB

日進医療器




TAIS 00175-000245

月額レンタル料金 ¥2,500

ご利用者負担金 ¥250 重量: 11.7kg

背折れ タックルブレーキ バンド

- 汚れにくいウレタンの肘パッド。
- クッション性に優れた6インチキャスター仕様。



MC-43KDB

ミキ




TAIS 00122-000175

月額レンタル料金 ¥6,000

ご利用者負担金 ¥600 重量: 10.6kg

クッション付 背折れ ドラムブレーキ フォーミングキャスタ

- 超軽量車いす。ガチッと軽い！クッション付。



エアリアル MW-SL4B

松永製作所




TAIS 00066-000242

月額レンタル料金 ¥5,000

ご利用者負担金 ¥500 重量: 10.9kg

背折れ 肘掛跳上 スイングアウト クッション付 ドラムブレーキ

- 横への移乗をより安全に、立ち上がりもスマートに！そして軽い！多機能の決定版です。



エアリアル MW-SL6B

松永製作所




TAIS 00066-000244

月額レンタル料金 ¥5,000

ご利用者負担金 ¥500 重量: 11.7kg

背折れ 肘高調整 肘掛跳上 スイングアウト クッション付 ドラムブレーキ フォーミングキャスタ

- 足こぎ走行に嬉しい超低い座面！スイングアウト機能でより大きく脚を動かせる。クッション併用にもびったりの車いすです。



SKT-1

ミキ




TAIS 00122-000319

月額レンタル料金 ¥6,000

ご利用者負担金 ¥600 重量: 9.9kg

背折れ ドラムブレーキ フォーミングキャスタ

- 全幅47cm・折り畳み時20cmのコンパクトタイプ。



SKT-2

杖 延 ミキ



TAIS 00122-000320

月額レンタル料金 ¥7,000

ご利用者負担金 ¥700 重量: 12.7kg

背折れ ドラムブレーキ 肘掛跳上 スイングアウト フォーミングキャスタ 背高調整

- 超コンパクトな介助用車いす。スキツと押せて移動できます。



MOCC43DB

杖 延 ミキ



TAIS 00122-000258

月額レンタル料金 ¥6,000

ご利用者負担金 ¥600 重量: 10.1kg

背折れ ドラムブレーキ

- 全幅53.5cmのコンパクトタイプ。



MW-S15F

杖 酸 杖 松永製作所




TAIS 00066-000115

月額レンタル料金 ¥6,000

ご利用者負担金 ¥600 重量: 11.7kg

背折れ

- スタンダードな介助タイプ。



オプション対応: 延 延長ブレーキ 杖 杖ホルダー 酸 酸素ボンベ架 杖 ガートル架

フォーミングキャスタ: 乗り心地に配慮した、汚れが目立ちにくい黒キャスタです。

特殊寝台

付 特殊寝台
特殊寝台床
止
用
具
れ変
換
器
位車
い
す付
車
属
品
すス
ロ
ー
プ歩
行
器補
歩
助
杖
行手
す
りリ
移
フ
動
ト
用機
能
感
知
器

車いす(自走式)

軽8 NA-L8

杖 日進医療器

背折れ ドラム
ブレーキ PU
キャスタ■軽さを追求した
車いすです。

TAIS 00175-000175

月額レンタル料金 ¥6,000

ご利用者負担金 ¥600

●重量: 9.9kg



軽8W NA-L8W

杖 日進医療器

背折れ 肘掛
跳上 スイグ
アウト PU
キャスタ ドラム
ブレーキ■超軽量タイプ
の多機能車で
す。

TAIS 00175-000273

月額レンタル料金 ¥7,000

ご利用者負担金 ¥700

●重量: 12kg



SA-110B

松永製作所

背折れ ドラム
ブレーキ スイグ
アウト■座面の低い幅
スリム車いす!

TAIS 00066-000246

月額レンタル料金 ¥5,000

ご利用者負担金 ¥500

●重量: 13.7kg



RX-1 LO

ミキ

背折れ ロック
ブレーキ ドラム
ブレーキ 背強
調整 クッシ
ョン付■背シートのフレーム
が後傾していて自然
で快適な座り心地。
空気圧が不足してい
てもブレーキが効く、
ロックブレーキ標
準装備。■長時間座っていても
疲れにくい。

TAIS 00122-000428

月額レンタル料金 ¥5,000

ご利用者負担金 ¥500

●重量: 15.1kg



KJP-4

ミキ


背強
調整 肘高
調整 肘掛
跳上 押手
調整 ドラム
ブレーキ ハイ
ポリマー
タイヤ クッシ
ョン付 スイグ
アウト■身体の大きい
方や体重の重
い方に。

TAIS 00122-000345

月額レンタル料金 ¥6,500

ご利用者負担金 ¥650

●重量: 20.2kg



スリーウェイ NA-M3

日進医療器


肘掛
跳上 バック
サポート 手元
ブレーキ 介助
ブレーキ■座幅3種×前座
高3種の9種類
が選択可能

TAIS 00175-000160

月額レンタル料金 ¥6,000

ご利用者負担金 ¥600

●重量: 13.6kg



軽7 NAH-L7

杖 日進医療器

背折れ PU
キャスタ 押さえ■駐車機能付き
介助ブレーキレ
バー装着

TAIS 00175-000169

月額レンタル料金 ¥5,000

ご利用者負担金 ¥500

非

●重量: 7.8kg



単位: cm

軽7W NAH-L7W

杖 日進医療器

背折れ 肘掛
跳上 スイング
アウト PU
キャスタ ドラム
ブレーキ■多機能なのに
10kgを切り
ました!


TAIS 00175-000255

月額レンタル料金 ¥6,000

ご利用者負担金 ¥600

非

●重量: 9.7kg



単位: cm

SA-210B

松永製作所

背折れ ドラム
ブレーキ スイング
アウト■座面の低い
幅スリム車いす!


TAIS 00066-000248

月額レンタル料金 ¥5,000

ご利用者負担金 ¥500

非

●重量: 12.3kg



単位: cm

RXC-1 LO(介護用)

ミキ

背折れ ロックン
ブレーキ ドラム
ブレーキ 背強
調整 クッシ
ョン付■背シートのフレーム
が後傾していて自然
で快適な座り心地。
空気圧が不足してい
てもブレーキが効く、
ロックンブレーキ標
準装備。■長時間座っていても
疲れにくい。

TAIS 00122-000429

月額レンタル料金 ¥5,000

ご利用者負担金 ¥500

非

●重量: 13.3kg



単位: cm

BM16-45SB-M

カワムラサイクル

背折れ 背強
調整 安全
ベルト■座幅45cmのワイドタイプ。
■背・座シートに適合調整シート。
■背・座クッション標準装備。


TAIS 00160-000187

月額レンタル料金 ¥5,000

ご利用者負担金 ¥500

非

●重量: 14.2kg



単位: cm

スリーウェイ NA-M3

日進医療器

肘掛付
バック
サポート 手元
ブレーキ 介助
ブレーキ■座幅3種×前座
高3種の9種類
が選択可能

TAIS 00175-000161

月額レンタル料金 ¥6,000

ご利用者負担金 ¥600

非

●重量: 12.1kg



単位: cm

オプション対応: 延 延長ブレーキ 杖 杖ホルダー 酸 酸素ポンペ架 足 ガートル架

PU キャスタ: クッション性が高く、乗り心地が向上します。

特殊
寝台付特殊
属寝台
品台床防
止用
具変体
換
器位車
い
す付車
属
品ス
ロ
ー
プ歩
行
器補歩
助
杖行手
す
りリ移
フ動
ト用機 徘徊
御 感
器 知

KZ20




TAIS 00160-000185

月額レンタル料金 ¥3,000

ご利用者負担金 ¥300



■立ち上がり時、安心して踏んばれます。
■足こぎされる方に最適!



●重量: 15.5kg

ライラック・リベロ



TAIS 00122-000279

月額レンタル料金 ¥5,000

ご利用者負担金 ¥500



■日本人の体格に適合しやすいモジュールシステムの車いす。適切な調節によって、軽い力で移動でき、長時間の座位も快適です。片手・片足で駆動する方も容易に操作できます。



●重量: 14.8kg(クッションなし)

NA-3DX(自走) (簡易モジュールタイプ) 日進医療器



■張り調整式で+10°後傾のバックサポートとフロントワイド立体フレームで座位、移乗をサポートします。



TAIS 00175-000279

月額レンタル料金 ¥6,000

ご利用者負担金 ¥600



●重量: 15.8kg

NA-3DX(介助) (簡易モジュールタイプ) 日進医療器



■張り調整式で+10°後傾のバックサポートとフロントワイド立体フレームで座位、移乗をサポートします。



TAIS 00175-000280

月額レンタル料金 ¥6,000

ご利用者負担金 ¥600



●重量: 14.6kg

キックル

日進医療器



■片掛け左右連動駐車ブレーキ装備で足こぎに対応した低床車イス。



※アームレストの高さ: 22~30cm(2cm単位)
※前座高・片掛けブレーキの操作部(左右)は発注時ご指定願います。

TAIS 00175-000249

月額レンタル料金 ¥5,000

ご利用者負担金 ¥500



●重量: 15kg

6輪車

室内用6輪車R

日進医療器


■6輪車の定番モデル。



TAIS 00175-000212

月額レンタル料金 ¥7,500

ご利用者負担金 ¥750



●重量: 15.4kg

低床こまわりくん KAK-18-40B-LO

カワムラサイクル


■幅狭・低床タイプ
足こぎされる方に最適。



TAIS 00160-000191

月額レンタル料金 ¥7,000

ご利用者負担金 ¥700



●重量: 16.4kg

SKT-6

ミキ


■6輪仕様で更に小回りに小柄な方にも安心サイズ。



TAIS 00122-000375

月額レンタル料金 ¥7,000

ご利用者負担金 ¥700



●重量: 14.7kg

特殊寝台

特殊寝台

床ずれ用具

変換器

車いす

付車属品

スロープ

歩行器

補助杖

手すり

リフト用

機感知

KA800シリーズ さまざまな設定により、幅広い用途に活用できます。

自走型・スイング脚タイプ

延 杖

カワムラサイクル
(簡易モジュールタイプ)

背折れ 肘掛 調整
跳上 バンド プレーキ
安全 スイング アウト
ベルト



月額レンタル料金 ¥6,000

ご利用者負担金 ¥600


非

介助型スイング脚タイプ

延 杖

カワムラサイクル
(簡易モジュールタイプ)

背折れ 肘掛 バンド
跳上 プレーキ
調整 スイング アウト
安全 ベルト



月額レンタル料金 ¥6,000

ご利用者負担金 ¥600


非

自走型・エレベータリングタイプ

延 杖 カワムラサイクル



背折れ 肘掛 バンド 調整
跳上 プレーキ
スイング アウト 安全 エレベ
ベルト ティング



月額レンタル料金 ¥6,000


ご利用者負担金 ¥600

非

介助型・エレベータリングタイプ

延 杖 カワムラサイクル
(簡易モジュールタイプ)

背折れ 肘掛 バンド 調整
跳上 プレーキ
スイング アウト 安全 エレベ
ベルト ティング



月額レンタル料金 ¥6,000

ご利用者負担金 ¥600

非

KA800シリーズ 番型一覧表

KA800 シリーズには下記のように仕様型番が設定されております。

弊社へレンタル申込書をFaxいただく際には、必ず型番の明記をお願いいたします。

①.下記より「型番」をご選択ください。②.肘掛けは全て「跳ね上げ式」となります。

③.「エレベータリング」をご要望の際は、その旨を明記願います。尚スイングアウト不可のタイプも含まれておりますので、ご要望の際は必ず「エレベータリング&スイングアウトを」ご明記ください。

使用方法	主 輪 サイズ	座 幅	前 座 高				TAIS コード
			高床:45.5cm	中床:43cm	低床:40.5cm	超低床:38cm	
自 走 用	22in 主に屋外 で仕様	42cm	KA822-42B 高 床	KA822-42B 中 床	KA822-42B 低 床		〈9モデル共通〉 00160-000084 〈ELB仕様 ※〉 00160-000101
		40cm	KA822-40B 高 床	KA822-40B 中 床	KA822-40B 低 床		
		38cm	KA822-38B 高 床	KA822-38B 中 床	KA822-38B 低 床		
	20in 主に室内 で仕様	42cm		KA820-42B 中 床	KA820-42B 低 床	KA820-42B 超 低 床	〈9モデル共通〉 00160-000087 〈ELB仕様 ※〉 00160-000102
		40cm		KA820-40B 中 床	KA820-40B 低 床	KA820-40B 超 低 床	
		38cm		KA820-38B 中 床	KA820-38B 低 床	KA820-38B 超 低 床	

使用方法	主 輪 サイズ	座 幅	前 座 高				TAIS コード
				中床:43cm	低床:40.5cm	超低床:38cm	
介 助 用	16in	42cm		KA816-42B 中 床	KA816-42B 低 床	KA816-42B 超 低 床	〈9モデル共通〉 00160-000088 〈ELB仕様 ※〉 00160-000106
		40cm		KA816-40B 中 床	KA816-40B 低 床	KA816-40B 超 低 床	
		38cm		KA816-38B 中 床	KA816-38B 低 床	KA816-38B 超 低 床	

※エレベータリング&スイングアウトタイプも、エレベータリング専用タイプと同じTAISコードです。

オプション対応: 延 延長ブレーキ 杖 杖ホルダー 酸 酸素ボンベ架 転 ガートル架

バンドブレーキ/ブレーキシュをドラムの内側から外側に押しつけ制動するブレーキ

特殊寝台

付特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具変体
換器位車
い
す付車
属品ス
ロ
ー
プ歩
行
器補歩
助杖行手
す
りリ移
フ動
ト用機徘徊
感器知

NA-118B

日進医療器




TAIS 00175-000101

月額レンタル料金 ¥7,000
ご利用者負担金 ¥700

●重量: 18.4kg

背折れ 肘脱着 ドラムブレーキ
リクライニング エレベーター

■ドラム式介助ブレーキ付タイプ。



オアシス・ポジティブ OS-12TR SP(介助)

松永製作所




TAIS 00066-000296

月額レンタル料金 ¥10,000
ご利用者負担金 ¥1,000

●重量: 22.7kg

背折れ 背強調整 スイングアウト ドラムブレーキ
肘高調整 リクライニング ドラムロック 転倒防止パイプ

■前折れジョイントタイプ



ぴったりフィット KPF16-40-LO

カフマサイクル




TAIS 00160-000203

月額レンタル料金 ¥10,000
ご利用者負担金 ¥1,000

●重量: 20.3kg

肘高調整 スイングアウト ドラムブレーキ リクライニング
フットブレーキ ティルト エレベーター

■ティルトリングとリクライニングがひとつに。



オアシス OS-12TR

松永製作所




TAIS 00066-000226

月額レンタル料金 ¥9,000
ご利用者負担金 ¥900

●重量: 25.5kg

背折れ スイングアウト 介助ブレーキ リクライニング
フットブレーキ ティルト

■ズレない！新タイプのリクライニング。
■背もたれのリクライニングと連動して座面のうしろ1/3だけティルトする新タイプ。



SKT-7(ティルト式)

ミキ




TAIS 00122-000433

月額レンタル料金 ¥8,000
ご利用者負担金 ¥800

●重量: 19kg

手元ブレーキ 肘高調整 バックサポート 介助ブレーキ フットブレーキ
背強調整 脚脱着 肘掛跳上 聞き式フットレストサポート

■全幅48cmのティルト式車いす



オアシス(自走) OS-11TRS

松永製作所




TAIS 00066-000280

月額レンタル料金 ¥9,000
ご利用者負担金 ¥900

●重量: 23.5kg

背折れ スイングアウト 介助ブレーキ 肘高調整
リクライニング ティルト

■オアシスに自走タイプが新登場。
■ちょっとした移動や方向転換など少しでも身体を動かして機能の維持と回復を。




座王 NA-F7(チルト自走用)

日進医療器



■バックサポートシートは
背中のにあわせた
3D形状調整が簡単
にできます。
通気性の良いメッシュ
シートで体をやさしく、
ずれないように支え
ます。



TAIS 00175-000305

月額レンタル料金 ¥9,000

ご利用者負担金 ¥900

●重量: 21.5kg

座王 NAH-F5(チルト介助用)

日進医療器



■バックサポートシートは
背中のにあわせた
3D形状調整が簡単
にできます。
通気性の良いメッシュ
シートで体をやさしく、
ずれないように支え
ます。



TAIS 00175-000304

月額レンタル料金 ¥9,000

ご利用者負担金 ¥900

●重量: 20kg

電動(アシスト)

ハイパワー型アシストホイール100自走用
NAW-22C-SD-HP-GUT

ナブテスコ



■自走用です。
少しでもご自分で動
かすときがある方に。



TAIS 00025-000015

月額レンタル料金 ¥20,000

ご利用者負担金 ¥2,000


●満充電までの最大所要時間: 2時間
●重量: 24.6kg
●登坂角度 14° ●連続走行距離約8km ●耐荷重 100kg

ハイパワー型アシストホイール100介護用
NAW-16C-DT-HP-GUT

ナブテスコ



■急な登り坂や下り坂
でも、安全にスム
ーズに押せ介護の負担
を軽減します。



TAIS 00025-000012

月額レンタル料金 ¥20,000

ご利用者負担金 ¥2,000


●満充電までの最大所要時間: 2時間
●重量: 24.2kg
●登坂角度 14° ●連続走行距離約8km ●耐荷重 100kg

タウンジョイX
TJX-ST LI

ヤマハ



■「私でも乗れる感動」
と「支える方へのお
もいやり」。



TAIS 00233-000081


月額レンタル料金 ¥22,000

ご利用者負担金 ¥2,200

●充電時間: 2~3時間
●重量: 26kg(バッテリー含まず) ●速度範囲: 1.6~4.6km/h ●走行距離: 27km

高性能でコンパクトな電動車いす
MY-1JWX

松永製作所



MATSUNAGAS-MY-1JWX

月額レンタル料金 ¥23,000

ご利用者負担金 ¥2,300

●充電時間: 2~3時間
●重量: 31.8kg ●速度範囲: 1.7~4.5km/h ●走行距離: 15km

特殊
寝台

付
特殊
属
寝台

防
止
用
具

変
体
換
器
位

車
い
す

付
車
属
品

ス
ロ
ー
プ

歩
行
器

補
歩
助
杖
行

手
す
り

リ
移
フ
動
用

機
待
回
感
器
知

道路交通法施行規則のご理解ご協力をお願いします。

リアバスケット・ステッキホルダーを装置する際、長さ120cm 幅70cm、高さ109cmを超える場合は最寄りの警察署に届け出が必要です。

ラクター EV21D4

クボタ

損害保険付



標準装備
バックミラー(左右)
前かご
車体カバー

オプション
リアバスケット
ご利用者負担金 ¥100
ステッキ立て
ご利用者負担金 ¥100



TAIS 00069-000009

月額レンタル料金 ¥22,000
ご利用者負担金 ¥2,200

●充電時間: 0~12時間 ●重量: 98kg
●速度範囲: 1.0~6.0km/h
●走行距離: 約25km

損害保険 ラクター乗車時の「障害・賠償責任(対人・対物)・車両損害補償」はレンタル料金に含まれております。詳しくは専門相談員にご確認ください。

ショップライダー X-5

星医療器

損害保険付



標準装備
バックミラー(左右)
前かご
車体カバー

オプション
リアバスケット
ご利用者負担金 ¥100
ステッキ立て
ご利用者負担金 ¥100
後部バスケット付ステッキホルダー
ご利用者負担金 ¥100



TAIS 00660-000029

月額レンタル料金 ¥24,000
ご利用者負担金 ¥2,400

●充電時間: 0~12時間 ●重量: 105kg
●速度範囲: 1.0~6.0km/h
●走行距離: 約25km

損害保険 X-5乗車時の「障害・賠償責任(対人・対物)・車両損害補償」はレンタル料金に含まれております。詳しくは専門相談員にご確認ください。

遊歩フレンド グリーンシルバー
遊歩フレンド レッド


セリオ

総合保険付

- 風から足元をしっかり守る大型レッグシールド。
- 大型ヘッドライト装備。
- 盗難抑止効果のある便利なフロントインナーポケット。
- やさしい音声案内付。

お荷物と合わせて
100kgの方まで
ご利用いただけます

右左折・バック・安全・
充電情報などを声で
やさしく教えてください



TAIS 00020-000035

月額レンタル料金 ¥20,000
ご利用者負担金 ¥2,000

●重量: 104kg(75kg:バッテリー除く)
●連続走行距離: 約29km(最高速度・平坦路)
●最高速度: 前進6km/h 後進2km/h
●実用登坂角度: 10°
●タイヤ: 大型ノーパンクタイヤ/前輪26cm・後輪30cm
●バッテリー: 12V×32Ah×2個
●モーター: 30分定格出力24V390W×1

オプション
遊歩フレンド・パートナー用
オプション
杖ホルダー
TAIS 00228-000017

遊歩パートナー シルバー
遊歩パートナー レッド


セリオ

総合保険付

- 高性能表示パネル付きハンドル。
- 昼間点灯機能付き大型ヘッドライト。
- 背面LEDテールライトで視認性アップ。
- 盗難抑制機能付きで安心。
- やさしい音声案内付。

お荷物と合わせて
100kgの方まで
ご利用いただけます

右左折・バック・安全・
充電情報などを声で
やさしく教えてください



TAIS 00020-000034

月額レンタル料金 ¥23,000
ご利用者負担金 ¥2,300

●重量: 109kg(80kg:バッテリー除く)
●連続走行距離: 約29km(最高速度・平坦路)
●最高速度: 前進6km/h 後進2km/h
●実用登坂角度: 10°
●タイヤ: 大型ノーパンクタイヤ/前輪26cm・後輪30cm
●バッテリー: 12V×32Ah×2個
●モーター: 30分定格出力24V390W×1

オプション
月額レンタル料金
¥1,000
ご利用者負担金
¥100

特殊寝台

付特殊寝台
付属品

床
防止用具

変
換器

車
い
す

付車
属品

ス
ロー
プ

歩
行器

補歩
助杖

手
すり

リ移
フ動
ト用

機排
循回
感器

階段昇降ユニット J-MAX

ナブテスコ



標準装備

バッテリー(継定し充電可)

充電器(家庭用コンセントで充電可)

- 最大荷重:120kg
- サイズ:長さ51.5×幅44×高さ109.5cm
- 重量:34kg(バッテリー含む)
- 昇降速度:無段階調整式(8~23段/分)
- 段の高さ:最大21cm
- 段の奥行:最小21cm
- バッテリー容量:約300段(15~30階)の往復

TAIS 00025-000020

月額レンタル料金 ¥50,000

ご利用者負担金 ¥5,000

介助者一人で安全に…
階段介護がらくらく!

正しい操作角度がわかる

『角度センサ』

操作する際の適切な角度を
介助者に振動でお知らせ

安全性を高める

『セーフティアーム』

万が一の場合しっかりとアームが
ロック。前方へ転落する心配はなく、
安全に昇降することができます。※ただし、階段の形状や、サイズ、操作
状況によっては、有効に働かない
ことがあります。

安定性を高める

『L型昇降フィット』

L型の昇降フィットを採用し、安定した
昇降を実現。しっかりとバランスを
保って操作できます。

専用車いす J-COMPACT

ナブテスコ


 背折れ 背張調整
肘脱着 脚部脱着

標準装備

低反発シートクッション

シートベルト(腰固定タイプ)

J-MAX脱着用アタッチメント

- 最大荷重:100kg
- サイズ:長さ85×幅53×高さ92cm
- 折り畳み時サイズ:長さ66.5×幅26.5×高さ68.5cm
- 重量:12kg

TAIS 00025-000019

月額レンタル料金 ¥5,000

ご利用者負担金 ¥500

●操作者の条件

- 有資格者による指導・確認が必要。
- 運転免許所持者。

項 目	適 用
年 齢	原則、操作者の年齢は16歳以上70歳以下である
病 歴	発作性の病気などで倒れたことがない
身 長	原則、150cm以上
体 重	原則、45kg以上
平 衡 感 覚	階段を後ろ向きに昇ることができる
四肢の状態	両手・両足に不自由がないこと
聴覚・視覚	特に、聴覚・視覚に問題がないこと

●使用環境の条件

項 目	
機 種	MAXシリーズ
階段の角度(勾配)	45度以下
階 段 の 幅	63cm以上
踊り場の奥行き	100cm以上
踏 み 面	21cm以上
踏み面の状況	平らであること
縁 の 状 態	縁が欠けていない、または極端に丸くなっていない

車いす付属品

クッション

デュオジェルクッション40 ケーブ
CK-385

- 前ズレを吸収し理想的な姿勢を保持する2種類のジェル。
- 左右の大腿骨で広く体重を受けるU字型構造。
- 伸縮性に優れ、張力を回避する専用カバー。



- サイズ: 幅40×奥行40×厚さ7.5cm
- 重量: 1.7kg
- 材質: クッション材-シリコンジェル2種類・ウレタンフォーム(上)・低反発(高密度)下

TAIS 00206-000048

月額レンタル料金 **¥3,000**
ご利用者負担金 **¥300**

アウル40レザー
OWL40-L

- 評価の高いエクスジェルを使用し、独自の体圧分散構造を採用しています。



- サイズ: 幅40×奥行40×厚さ4cm
- 重量: 1.2kg
- 材質: 中材-エクスジェル(合成ゴム)・ウレタンフォーム

OWL40-L-380
●サイズ: 幅38×奥行40×厚さ4cm

TAIS 00540-000012

月額レンタル料金 **¥2,000**
ご利用者負担金 **¥200**

アウル40プラスレザー底面テーパー 加地

- 評価の高いエクスジェルを使用し、独自の体圧分散構造を採用しています。
- クッション裏面の船底形状が車いす座面の形状にフィットし、表面をフラットに保ちます。



- サイズ: 幅40×奥行40×厚さ7.5cm(前部・後部)・6cm(中央部)
- 重量: 1.4kg
- 材質: 中材-エクスジェル(合成ゴム)・ウレタンフォーム

TAIS 00540-000014

月額レンタル料金 **¥2,500**
ご利用者負担金 **¥250**

アルファGクッション KC-WP4040


タイカ



TAIS 00563-000017

月額レンタル料金 **¥2,000**
ご利用者負担金 **¥200**

- 体圧分散性能 しっかり支えます。ウレタンフォームの特殊スリットとゲルの力で広く、低圧に。
- 座位保持機能 お尻になじむ、だから抜群の座り心地に。



- サイズ: 幅40×奥行40×厚さ6cm
- 重量: 0.6kg
- 材質: 特殊格子状ウレタン・低反発ウレタン

ベスポ ジェルクッション

ケーブ

CK-375



TAIS 00206-000072

月額レンタル料金 **¥2,000**
ご利用者負担金 **¥200**

- 前ズレ防止と足こぎサポートの1枚2役。幅広い療養者にフィット。



- サイズ: 幅40×奥行40×厚さ6.5cm
- 重量: 1.6kg
- 材質: 本体/中身-ポリウレタンジェル、ウレタンフォーム(上:低反発ウレタンフォーム・下:高反発ウレタンフォーム)

シーボス MSPBL

モルテン



TAIS 00054-000030

月額レンタル料金 **¥2,000**
ご利用者負担金 **¥200**



- 上半身はしっかりしていて、長時間座位をとる方におすすです。
- 身体の動きによる圧迫力やずれる力を防止します。
- グールとウレタンフォームの2層構造により坐骨部周辺にかかる圧迫力を低減します。

クッション前部のストッパーにより体型に合わせて身体のずり落ちを低減します。

- サイズ: 幅40×奥行40×厚さ5(最厚部7)cm
- 重量: 1.3kg
- 材質: クッション材/ポリスチレンウレタンフォーム

リフレア

日進医療器



TAIS 00175-000223

月額レンタル料金 **¥2,000**
ご利用者負担金 **¥200**

- 適度な通気性でムレにくい正しい姿勢を保ってズレを低減。
- 体をしっかり支えて体圧を分散。

- サイズ: 幅39×奥行39×厚さ7.5cm
- 重量: 0.5kg
- 材質: 中身/高通气・低反発ウレタンフォーム

ロホクッション ロータイプ

アビリティーズケアネット



TAIS 00249-000049

月額レンタル料金 **¥3,500**
ご利用者負担金 **¥350**

- ご自分で座位のとれる方に最適。

※ロホクッションハイタイプ、ミドルタイプ、エンパンサーもご用意しております。

- サイズ: 幅38×奥行38×厚さ5cm
- 重量: 0.85kg
- 材質: 中身/対失禁ネオブレナバー

リフレックス

ユーキ・トレーディング



TAIS 00468-000034

月額レンタル料金 **¥2,200**
ご利用者負担金 **¥220**

- クッションに座ると自動的に空気が抜け、お尻の形に合わせます。



■座クッションの特長
バルブ内蔵型
エアークッション

- サイズ: 幅40×奥行40×厚さ7.5cm
- 重量: 0.72kg
- 材質(中身): ポリウレタン、ポリエステル

アクションパッド 車いす用 #9000

アクションジャパン

- サイズ:幅40×奥行40×厚さ2.5cm
- 重量:3.6kg

TAIS 00428-000005

月額レンタル料金 **¥3,000**

ご利用者負担金 **¥300**



やすらぎW

ハッピーおがわ

- サイズ:幅40×奥行40×厚さ5.5cm
- 重量:0.7kg
- 品質
中材:ポリエステル100%
(ハッピー高反発クッション)

TAIS 00747-000003

月額レンタル料金 **¥2,000**

ご利用者負担金 **¥200**



アウルサポート

加地



座クッション(カバーを外した状態)

背クッション

TAIS 00540-000015

月額レンタル料金 **¥1,500**

ご利用者負担金 **¥150**

座クッション

TAIS 00540-000016

月額レンタル料金 **¥1,500**

ご利用者負担金 **¥150**

■背クッションは、体幹から体側部にかけてエクスジェルシートを配置し、やさしく包み込みます。

■座クッションは、骨盤後傾による尾骨部から仙骨部にかけての接触・圧迫をスリットで軽減。上肢からの圧力を効果的に減圧。

- サイズ
背クッション/幅48×奥行12×高さ36.5cm
座クッション/幅40×奥行40×厚さ70(前部)・55(中部)・50(後部)cm
- 重量
背クッション/1.4kg・座クッション/1.2kg
- 材質
背クッション
[クッション]エクスジェル(合成ゴム)+ウレタンフォーム+ウレタン合成皮革
座クッション
[中材]エクスジェル(合成ゴム)+ウレタンフォーム

FC-アジャスト

アイ・ソネックス

- 車いすで座位がしっかりとれない方に最適なクッションです。
- 前すべり姿勢や横倒れ姿勢の改善に効果的です。
- 大腿部のパッドが左右別々に外せます。

標準セット (サイドパット2個付)

TAIS 00149-000008

月額レンタル料金 **¥2,500**

ご利用者負担金 **¥250**

フルセット (サイド・骨盤パット各2個付)

TAIS 00149-000007

月額レンタル料金 **¥3,000**

ご利用者負担金 **¥300**

背クッション

TAIS 00149-000007

月額レンタル料金 **¥1,500**

ご利用者負担金 **¥150**



- サイズ:背クッション
幅39.5×奥行11×高さ41cm
座クッション
幅40×奥行40×厚さ8.5cm
- 重量:背クッション
0.52kg(背のみ)
0.69kg(標準)
0.83kg(フルセット)
座クッション
1.28kg

イーजीポジショニングサポート

ケーブ

ラクセ CK-320



TAIS 00206-000068

月額レンタル料金 **¥2,000**

ご利用者負担金 **¥200**

■正しい姿勢で、安楽に座るために、パッドの組み合わせで、療養者ひとりひとりの姿勢にやさしくフィット。

※内部のパッド[大小2個]はマジックテープ付で、体型や特徴に合わせて自由に取付けできます。

- サイズ:幅39×奥行39×厚さ6cm
- 重量:0.55kg
- 材質:中身/圧縮ポリウレタンフォーム
発泡ポリスチレン(マイクロビーズ)

マイバディー

ユーキトレーディング

腕枕



TAIS 00468-000027

月額レンタル料金 **¥1,000**

ご利用者負担金 **¥100**

■円背などで前方へ姿勢が崩れやすい方にお勧めします。



- サイズ:幅40×奥行35×高さ15cm

車いす用テーブル

多比良



TAIS 00220-000045

月額レンタル料金 **¥1,000**

ご利用者負担金 **¥100**



- サイズ:幅59×奥行66cm
- 重量:2.2kg

車いす用ヘッドレスト スーパーヘッド

アルバジャパン

■頭部を支えて、姿勢を安定させるヘッドレストです。

ワンタッチ収納

車いすにスーパーヘッドを取付けたままで、折りたたむことができ、取りはずす手間がいりません。

- サイズ:全幅38×全長28×全高36cm
- 重量:1.1kg
- 材質:アルミ・ウレタン・プラスチック

TAIS 00156-000015

月額レンタル料金 **¥1,500**

ご利用者負担金 **¥150**



※取付け可能な車いす
背パイプ径:19・22mm
座幅:360~440mm

特殊寝台

付特殊
属寝台

床防
止用
具

変体
換器
位

車いす

付車
属品
す

スロー
プ

歩行
器

補助
杖
行

手すり

リ移
フ動
ト用

機徘徊
器知

ダンスロープ ライト

ダンロップホームプロダクツ

非常に軽い！
落下防止エッジ付で安心！
設置が簡単な二つ折りタイプ。



255cm R-255E

TAIS 00532-000015

●サイズ:幅78cm ●重量:13.5kg
●耐重量:300kg

月額レンタル料金 ¥7,000

ご利用者負担金 ¥700

205cm R-205E

TAIS 00532-000015

●サイズ:幅78cm ●重量:9.5kg
●耐重量:300kg

月額レンタル料金 ¥6,000

ご利用者負担金 ¥600

165cm R-165E

TAIS 00532-000015

●サイズ:幅78cm ●重量:7.5kg
●耐重量:300kg

月額レンタル料金 ¥5,000

ご利用者負担金 ¥500

125cm R-125E

TAIS 00532-000015

●サイズ:幅78cm ●重量:6.0kg
●耐重量:300kg

月額レンタル料金 ¥5,000

ご利用者負担金 ¥500

85cm N-85B

TAIS 00532-000014

●サイズ:幅78cm ●重量:4.0kg
●耐重量:300kg

月額レンタル料金 ¥4,000

ご利用者負担金 ¥400

ダンスロープ ライトスリム

ダンロップホームプロダクツ

より軽く、より安全に
スリムになってリニューアル!



285cm R-285SL

TAIS 00532-000017

●サイズ:幅74.5cm
●重量:約13kg ●耐重量:300kg

月額レンタル料金 ¥12,000

ご利用者負担金 ¥1,200

245cm R-245SL

TAIS 00532-000018

●サイズ:幅74.5cm
●重量:約11kg ●耐重量:300kg

月額レンタル料金 ¥8,000

ご利用者負担金 ¥800

205cm R-205SL

TAIS 00532-000019

●サイズ:幅74.5cm
●重量:約9kg ●耐重量:300kg

月額レンタル料金 ¥6,000

ご利用者負担金 ¥600

165cm R-165SL

TAIS 00532-000020

●サイズ:幅74.5cm
●重量:約7kg ●耐重量:300kg

月額レンタル料金 ¥5,500

ご利用者負担金 ¥550

125cm R-125SL

TAIS 00532-000021

●サイズ:幅74.5cm
●重量:約5kg ●耐重量:300kg

月額レンタル料金 ¥5,000

ご利用者負担金 ¥500

85cm R-85SL

TAIS 00532-000022

●サイズ:幅74.5cm
●重量:約4kg ●耐重量:300kg


月額レンタル料金 ¥4,500

ご利用者負担金 ¥450

ケアスロープ

ケアメディックス

幅70cmのスマートな屋外用スロープ。
今まで入らなかった間口にも対応できます。
折りたたみ式・取っ手つきで、簡単に運べます。



200cm CS-200

TAIS 00093-000020

●サイズ:幅70cm
●重量:約10kg ●耐重量:300kg

月額レンタル料金 ¥6,000

ご利用者負担金 ¥600

175cm CS-175

TAIS 00093-000019

●サイズ:幅70cm
●重量:約9kg ●耐重量:300kg

月額レンタル料金 ¥5,500

ご利用者負担金 ¥550

150cm CS-150

TAIS 00093-000018

●サイズ:幅70cm
●重量:約8kg ●耐重量:300kg

月額レンタル料金 ¥5,000

ご利用者負担金 ¥500

120cm CS-120

TAIS 00093-000017

●サイズ:幅70cm
●重量:約6kg ●耐重量:300kg

月額レンタル料金 ¥4,500

ご利用者負担金 ¥450

100cm CS-100

TAIS 00093-000016

●サイズ:幅70cm
●重量:約5kg ●耐重量:300kg

月額レンタル料金 ¥4,000

ご利用者負担金 ¥400

65cm CS-65

TAIS 00093-000015

●サイズ:幅70cm
●重量:約3kg ●耐重量:300kg

月額レンタル料金 ¥3,500

ご利用者負担金 ¥350

特殊寝台

付特殊寝台
属品床
防
止
用
具
れ変
換
器
位車
い
す付車
属
品
すス
ロ
ー
プ歩
行
器補歩
助
杖
行手
す
りリ移
フ動
ト用機排
回
感
器
知

テレスコピック スロープ

パシフィックサプライ

アルミの一体成型で
横ブレに対し非常に安定して
います。
すべりにくい表面加工により
砂や雪に対してグリップ力を
損ないません。

※最大角度12度まで。



167.7~300cm SL300

JAN 4524491001354

● 外寸:27.9cm ● 内寸:18.2cm
● エッジ高:4.8cm ● 重量:10.1kg(1本)
● 耐重量:200kg

月額レンタル料金 ¥9,000

ご利用者負担金 ¥900

117.7~200cm SL200

JAN 4524491001330

● 外寸:27.9cm ● 内寸:18.2cm
● エッジ高:4.8cm ● 重量:7.2kg(1本)
● 耐重量:350kg

月額レンタル料金 ¥8,000

ご利用者負担金 ¥800

ダイヤスロープ

シンエイテクノ

ゴム製すべり止め
段差解消スロープです。
全てのサイズが14°の勾配となるように
設計されています。



表面はすべり止め効果の
高い形状です。



屋外でも屋内でも、ちょっとした段差の解消に役立ちます。

DSR76-20

TAIS 01115-000006

● 全幅:76cm 奥行:7.5cm 高さ:2.0cm
● 重量:670g

月額レンタル料金 ¥500

ご利用者負担金 ¥50

DSR76-30

TAIS 01115-000008

● 全幅:76cm 奥行:11.5cm 高さ:3.0cm
● 重量:1,300g

月額レンタル料金 ¥500

ご利用者負担金 ¥50

DSR76-40

TAIS 01115-000010

● 全幅:76cm 奥行:15.5cm 高さ:4.0cm
● 重量:1,880g

月額レンタル料金 ¥500

ご利用者負担金 ¥50

DSR76-50

TAIS 01115-000012

● 全幅:76cm 奥行:19.5cm 高さ:5.0cm
● 重量:2,870g

月額レンタル料金 ¥500

ご利用者負担金 ¥50

スロープの種類

段 差

ダンスロープ ライト	ダンスロープ ライトスリム	ケアスロープ	テレスコピック スロープ	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	40cm	50cm
		CS-65 幅70cm/重量3.0kg									
N-85B 幅78cm/重量4.0kg	R-85SL 幅74.5cm/重量4.0kg										
		CS-100 幅70cm/重量5.0kg									
R-125E 幅78cm/重量6.0kg	R-125SL 幅74.5cm/重量5.0kg	CS-120 幅70cm/重量6.0kg									
		CS-150 幅70cm/重量8.0kg									
R-165E 幅78cm/重量7.5kg	R-165SL 幅74.5cm/重量7.0kg										
		CS-175 幅70cm/重量9.0kg									
R-205E 幅78cm/重量9.5kg	R-205SL 幅74.5cm/重量9.0kg	CS-200 幅70cm/重量10.0kg	SL200 幅18.2cm/重量7.2kg								
R-255E 幅78cm/重量13.5kg	R-245SL 幅74.5cm/重量11.0kg										
	R-285SL 幅74.5cm/重量13.0kg		SL300 幅18.2cm/重量10.1kg								

～5° 介助なし御利用の場合

8°～12° 一般の方が介助される場合

5°～8° ご高齢者が介助される場合

12°～15° 通常の力で使用できる最大限

15°～ 後方に転倒する危険があります。

特殊
寝台付特殊
属寝台
品台防床
止
ず
用
具
れ変体
換
器
位車
い
す付車
属
品
すス
ロ
ー
プ歩
行
器補歩
助
杖
行手
す
りリ移
フ動
ト用機排
徊感
器知

特殊寝台

付
属
品

床
防
止
用
具

変
換
器
位

車
い
す

付
車
属
品

ス
ロ
ー
プ

歩
行
器

補
歩
助
杖
行

手
すり

リ
移
フ
動
用

機
排
回
感
器
知

シンフォニー SP

島製作所

- 片方のブレーキ操作で両後輪にブレーキがかかり、レバーを下げるとブレーキがロックします。
- ハンドルの高さは4段階の調整ができます。



ブラウン



TAIS 00576-000014

月額レンタル料金 ¥3,000
ご利用者負担金 ¥300

●車輪径:14.5cm ●重量:5.9kg

紺

シンフォニーワイド SP

島製作所

- レバーを握るとブレーキ、下におろすと駐車ストッパーがかかる2WAY設計。
- ハンドルの高さは4段階の調整ができます。



ブラウン



TAIS 00576-000025

月額レンタル料金 ¥3,000
ご利用者負担金 ¥300

●車輪径:18.5cm ●重量:8.6kg

ブルー

ティコブ H003

幸和製作所

- お買い物に便利なバッグ付き。
- ハンドルの高さは6段階の調整ができます。



TAIS 0030-000069

月額レンタル料金 ¥3,000
ご利用者負担金 ¥300

●車輪径:前輪20・後輪15cm ●重量:6.5kg

緑

ティコブ H002

幸和製作所

- ハンドルの高さは3段階の調整ができます。



TAIS 00030-000072

月額レンタル料金 ¥3,000
ご利用者負担金 ¥300

●車輪径:前輪20cm
後輪15cm
●重量:6.7kg

緑

パセオH0 001

幸和製作所

- 背の高い方向きの歩行器です。



TAIS 00030-000031

月額レンタル料金 ¥3,000
ご利用者負担金 ¥300

●車輪径:前輪20cm
後輪15cm
●重量:6.8kg

緑

ピウプレスト 75

象印ペビー

- ハンドルの高さは6段階の調整ができます。



TAIS 00063-000019

月額レンタル料金 ¥3,000
ご利用者負担金 ¥300

●車輪径:18cm
●重量:6.2kg

緑

ティコブリトル HS-05

幸和製作所

- 5.0kgの超軽量コンパクト歩行器。
- グリップから手を離さずにボタン1つで駐車ブレーキができる新機種。



TAIS 00030-000099

月額レンタル料金 ¥3,000
ご利用者負担金 ¥300

●車輪径:前輪18cm
後輪15cm
●重量:5.0kg

緑

レッツゴー ウッドパターン117500

竹虎ヒューマンケア

- ハンドルの高さは4段階の調節ができます。
- ちょっとしたものを運ぶのに便利なトレイ付。



TAIS 00110-000098

月額レンタル料金 ¥3,000
ご利用者負担金 ¥300

●車輪径:15cm
●トレイサイズ:42×35cm
●重量:7.0kg

※地域によっては取り扱いのない場合もございます

歩行車パラウォーク
KQ-ZPW2

パラマウントベッド

- スローダウンブレーキ付。



TAIS 00170-000465

月額レンタル料金 ¥4,000

ご利用者負担金 ¥400

- 車輪径:20cm
- 重量:10kg
- 材質:アルミ・スチール・樹脂
- 最大使用者体重:125kg



オパル 2000/4500 2000/5200

ラックヘルスケア

- 本格的な歩行訓練に最適。

サイズ2種類



月額レンタル料金 ¥4,000

ご利用者負担金 ¥400

OPAL2000/4500

TAIS 00245-000017



- 重量:7.8kg ●身長:160cmまで

OPAL2000/5200

TAIS 00245-000018



- 重量:8kg ●身長:160cm以上

ハンディーウォーク S/L

パラマウントベッド

- 安定した歩行をサポート。
- 安定性に配慮したブレーキ・リフレクター。

サイズ2種類



月額レンタル料金 ¥4,000

ご利用者負担金 ¥400

S:KZ-C21001

TAIS 00170-000606



L:KZ-C21002

TAIS 00170-000607



- 車輪径:20cm ●重量:7.1kg

ウォーキー S/M

ラックヘルスケア

サイズ2種類



月額レンタル料金 ¥4,000

ご利用者負担金 ¥400

- コンパクト歩行車。

S TAIS 00245-000124



- 重量:7.0kg

M TAIS 00245-000123



- 重量:7.2kg

ハッピーⅡ

竹虎ヒューマンケア

- ハンドルの高さは5段階の調整ができます。
- 腰掛けられる座席と便利なバスケット付。



TAIS 00110-000095

月額レンタル料金 ¥3,000

ご利用者負担金 ¥300

- 車輪径:19cm
- 重量:7.7kg



ハッピーミニ

竹虎ヒューマンケア



TAIS 00110-000103

月額レンタル料金 ¥3,000

ご利用者負担金 ¥300

- 車輪径:18cm
- 重量:6.51kg



ラビット WA-2

ウェルパートナーズ



TAIS 01009-000002

月額レンタル料金 ¥4,000

ご利用者負担金 ¥400

- 重量:9.0kg



ナウ258(268)

ナカバヤシ

- ハンドルの高さは3段階の調整ができます。
- 杖、傘立て付。



TAIS 01227-000003

月額レンタル料金 ¥3,000

ご利用者負担金 ¥300

- 車輪径:19cm ●重量:8.0kg



※地域によっては取り扱いのない場合もございます

ラビット WA-5

ウェルパートナーズ

- 体重を預けて使えるので足の負担が軽減されます。



TAIS 01009-000004

月額レンタル料金 ¥4,000

ご利用者負担金 ¥400

- 重量:9.0kg



特殊寝台

付特殊寝台

防床ずれ

変換器位

車いす

付車いす

スロープ

歩行器

補助杖行

手すり

リフト用

徘徊感知器

スリムフレームウォーカー
固定型 WFS-4968

■全幅49cmのスリムタイプです。



キャスターモデル

シンエンス



WFS-4968-5
5インチ回転キャスタータイプ
●幅54×奥行52.5×高さ81~93.5cm
●重量: 3.65kg

WFS-4968-3S
3インチ回転キャスタータイプ
●幅54×奥行51×高さ76~88.5cm
●重量: 3.25kg

WFS-4968-3K
3インチ固定キャスタータイプ
●幅54×奥行51×高さ76~88.5cm
●重量: 3.05kg

月額レンタル料金 ¥2,000

ご利用者負担金 ¥200

ミニフレームウォーカー固定型
WFM-4262

シンエンス

■全幅42cmの超コンパクト歩行器です。



TAIS 00855-000003

●重量: 2.2kg

月額レンタル料金 ¥2,000

ご利用者負担金 ¥200

セーフティーアームウォーカー
・SAW ・ミニ SAWS

イーストアイ

SAW

TAIS 00465-000036

■小柄な方やご自宅での使用に
おすすめのミニタイプも登場。

●重量: 2.8kg

SAWS

TAIS 00465-000037

月額レンタル料金 ¥2,000

ご利用者負担金 ¥200



●重量: 2.7kg

セーフティーアームウォーカー
・Cタイプ SAWC ・ミニ SAWCS

SAWC

イーストアイ

TAIS 00465-000025

■少しずつ、ゆっくり歩行する方におすすめ。



●重量: 3.1kg

SAWCS

TAIS 00465-000040

月額レンタル料金 ¥2,000

ご利用者負担金 ¥200



●重量: 2.9kg

セーフティーアームウォーカー
・Mタイプ SAWM・ミニMタイプ SAWMS

SAWM

イーストアイ

TAIS 00465-000039

■室内専用タイプ。方向転換もスムーズ。




●重量: 3.5kg

SAWMS

TAIS 00465-000041

月額レンタル料金 ¥2,000

ご利用者負担金 ¥200



●重量: 3.3kg

セーフティーアームウォーカー
・Lタイプ SAWL・ミニLタイプ SAWLS

SAWL

イーストアイ

TAIS 00465-000017

■大型ゴムキャスター使用で、
屋外でも使用できます。

●重量: 3.8kg

SAWLS

TAIS 00465-000054

月額レンタル料金 ¥2,000

ご利用者負担金 ¥200



●重量: 3.7kg

アームウォーカーハイトタイプ


イーストアイ

■ハイトタイプ!! 固定式



SAWHR

JAN 4515914302509



●重量: 3kg

月額レンタル料金 ¥2,000

ご利用者負担金 ¥200

アームウォーカーハイトタイプ

イーストアイ

■キャスター付き!! 固定式



SAWMHR

TAIS 00465-000048



●重量: 3.7kg

月額レンタル料金 ¥2,000

ご利用者負担金 ¥200

特殊
寝台特殊
寝台
付属
品床
止
用
具変
換
器車
い
す付
車
属
品ス
ロ
ー
プ歩
行
器補
助
杖
行手
す
りリ
移
動
用機
能
感
知

Mgウォーカー

M・S

■マグネシウム合金製で超軽量です。



月額レンタル料金 ¥2,000
ご利用者負担金 ¥200

S 田辺プレス
TAIS 01105-000003



●重量: 1.29kg

M TAIS 01105-000002




●重量: 1.34kg

交互式歩行器 KSA

イーストアイ

■左右の握り手を交互に動かして歩行する歩行補助器。



TAIS 00465-000018

月額レンタル料金 ¥2,000
ご利用者負担金 ¥200




●重量: 3.1kg

アルコー10型

星光医療器製作所

■小柄な方におすすめ廊下や出入り口など、狭い住宅環境でもご利用いただけます。



TAIS 00125-000027

月額レンタル料金 ¥2,000
ご利用者負担金 ¥200




●重量: 2kg
●折りたたみ幅: 12cm

アルコー2段ハンドル固定歩行器

星光医療器製作所

■2段ハンドルで立ち上がりをサポートします。



TAIS 00125-000033

月額レンタル料金 ¥2,000
ご利用者負担金 ¥200



●重量: 2.6kg
●折りたたみ幅: 11cm

歩行車 トレウォークスリム

日進医療器

■後輪部はベッド下に入れやすい低フレーム(160mm)設計。
■肘受けは、高さ・幅の調節ができます。



TAIS 00175-000283

月額レンタル料金 ¥3,000
ご利用者負担金 ¥300



●重量: 12.1kg

ホップステップ SM-40

松永製作所

らくらくウォーカー

■室内向け6輪型。
■ブレーキ付きで安心です。



TAIS 00066-000150

月額レンタル料金 ¥3,000
ご利用者負担金 ¥300




●重量: 14.4kg

アルコー1G-T

星光医療器製作所

■歩行速度の調整が行えます。



TAIS 00125-000021

月額レンタル料金 ¥3,000
ご利用者負担金 ¥300




●重量: 13.6kg

アルコー1S

星光医療器製作所

■在宅に使いやすいコンパクトサイズ。



TAIS 00125-000011

月額レンタル料金 ¥3,000
ご利用者負担金 ¥300



●重量: 12.4kg

特殊寝台

付特殊寝台
付属品防床ずれ
用具変体
換器位

車いす

付車
属品

スロープ

歩
行
器補助
杖行

手すり

リフト
移動徘徊
感知
器知

歩行補助杖

テトラ・ケイン S/M

四点支持で高い安定性を発揮。
とにかく軽いです。

テトラケイン S

- 高さ: 60~75cm (16段階調節/1cm単位)
- ベース部: 16×22cm
- 重量: 420g

テトラケイン M

- 高さ: 70~85cm (16段階調節/1cm単位)
- ベース部: 16×22cm
- 重量: 440g
- 材質: マグネシウム合金

TAIS 01105-000001

月額レンタル料金 ¥1,500

ご利用者負担金 ¥150

非



田辺プレス

サイズ2種類

ロフストランドクラッチ

軽量で丈夫です。

サイズ2種類

CMS-60L TAIS 00066-000194

- グリップ高さ: 64.5~97.0cm
- 重量: 575g

CMS-60S TAIS 00066-000193

- グリップ高さ: 52.0~77.0cm
- 重量: 510g

月額レンタル料金 ¥1,000

ご利用者負担金 ¥100

非



松永製作所

超軽量アルミ4点杖

・ブロンズ・花柄ピンク

おしゃれな花柄を
ご用意しました。

- 高さ: 65~87cm (12段階調節/2cm単位)
- ベース部 21×15.7cm
- 重量: 630g

TAIS 00875-000005

月額レンタル料金 ¥1,500

ご利用者負担金 ¥150

非



ケイ・ホスピア



ブロンズ

松葉杖 TY154D

軽量で丈夫です。大・中・小

大 TAIS 00175-000297

- わき当り握り: 38.2~53cm (長さ調節3.7cmずつ5段階)
- 全長: 126~153cm (長さ調節3cmずつ10段階) ●重量: 850g

中 TAIS 00175-000298

- わき当り握り: 30.7~45.5cm (長さ調節3.7cmずつ5段階)
- 全長: 104~131cm (長さ調節3cmずつ10段階) ●重量: 750g

小 TAIS 00175-000299

- わき当り握り: 18.7~33.5cm (長さ調節3.7cmずつ5段階)
- 全長: 88~103cm (長さ調節3cmずつ6段階) ●重量: 680g

月額レンタル料金 ¥1,000

ご利用者負担金 ¥100

非



日進医療器

サイドウォーカー

MRB-02031

立ち上がりの支持や
歩行バランスを保ち、
しっかりサポートします。

- 幅42~44.5×奥行32~38×高さ74~86.5cm (6段階/2cm単位)
- 重量: 1.65kg
- 材質: アルミ(一部スチール)

TAIS 00122-000118

月額レンタル料金 ¥1,500

ご利用者負担金 ¥150

非



ミキ

プラットホームクラッチ

TY135D

杖の握れない方に適した
肘で体重を支える
タイプです。

- 長さ83~108cm
- 重量: 920g

TAIS 00175-000259

月額レンタル料金 ¥1,500

ご利用者負担金 ¥150

非



日進医療器

4点ステッキ

FS4-B/FS4-C/FS4-R

ステッキ高を低くして
小柄な方にも対応。

- 高さ65~85cm (9段階/2.5cm単位)
- ベース部 14.5×23.5cm
- 重量: 750g

TAIS 00465-000020

月額レンタル料金 ¥1,500

ご利用者負担金 ¥150

非



イーストアイ

4点杖

CMS-40S

4点支持で
高い安定性を発揮。

- 高さ71~93.5cm (10段階)
- ベース部 22×16.5cm
- 重量: 980g

TAIS 00066-000222

月額レンタル料金 ¥1,500

ご利用者負担金 ¥150

非



松永製作所

安寿洋式トイレ用フレーム

アロン化成

SUS-45

立ち座りをサポートする
手すりを簡単に設置できます。

肘掛け高さ5段階調節




TAIS 00221-000236

月額レンタル料金 ¥2,000
ご利用者負担金 ¥200



⚠ 下記のような便座には設置できません



①寸法から19cm以下の場合(①は床から20cm以上の高さで便器の先端から最大幅までの直線距離)
②寸法が30.5cm以上の場合
ワンピース型便器
丸みが少ない

●重量: 約6.4kg ●材質: ステンレス鋼(フレーム)・PP(肘掛け)

洋式トイレフレーム

S-はねあげR

アロン化成

狭いトイレにも工具を使わず、
取り付け簡単。

肘掛け高さ6段階調節




TAIS 00221-000343

月額レンタル料金 ¥3,000
ご利用者負担金 ¥300

S-はねあげR

●重量: 約9.0kg



* 取り付け可能な洋式便器

①寸法が20cm以上(S-はねあげRは14cm以上)、40cm以下の便器に取り付け可能。



①は床から20cmの高さの便器の最大幅


安寿ポータブルトイレ用フレーム

アロン化成

ささえ

肘掛け高さ5段階調節

背もたれ調整3段階



TAIS 00221-000054

●重量: 8.0kg
●材質: スチール(メタリン樹脂塗装)

月額レンタル料金 ¥1,000
ご利用者負担金 ¥100

* 設置可能トイレ
幅51.5cm以下
奥行き54cm以下


ミニ平行棒 ささえ愛

日進医療器

TY500

組み合わせの
変更により...

■並列型
■直列型
■L型



TAIS 00175-000266

●握り部幅: 37~73cm
●重量: 18.5kg
●材質: スチール

月額レンタル料金 ¥4,000
ご利用者負担金 ¥400

並列型



直列型



L型



特殊寝台

付特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具変換
器位

車いす

付車
属品

スロープ

歩
行
器補歩
助
杖行

手すり

リ移
フ動
ト用機徘徊
器知

ホクメイ
ベスト
ポジションバー
基本セット
NBP-100-80

天井と床を支持して
設置する手すりです。

TAIS 00254-000017

- 高さ(有効取付範囲)
210~290cm
- 重量5.2kg

月額レンタル料金 **¥3,000**
ご利用者負担金 **¥300**



ホクメイ
ベスト
ポジションバー
基本セット/シヨート
NBP-100-90

天井が低い場合に
使用します。

TAIS 00254-000017

- 高さ(有効取付範囲)
170~210cm
- 重量4.5kg

月額レンタル料金 **¥3,000**
ご利用者負担金 **¥300**




ホクメイ
跳ね上げユニット
900/1200

TAIS 00254-000017

- 幅(有効取付範囲) 90~120cm

月額レンタル料金 **¥1,000**
ご利用者負担金 **¥100**



※基本セットは
含まれません

特殊
寝台付
特殊
寝台
用品防
止
用
具変
換
器
位車
い
す付
車
属
品ス
ロ
ー
プ歩
行
器補
歩
助
杖
行手
す
りリ
移
フ
動
用機
排
回
感
知

ホクメイ
ウェーブ型アーム
BP-410

握り部分が
ウェーブ状に
なった
手すりです。

TAIS 00254-000017

月額レンタル料金 **¥1,000**
ご利用者負担金 **¥100**



ホクメイ
U型アーム BP-110

力が入りやすく、立ち座りが
容易になります。

TAIS 00254-000017

月額レンタル料金 **¥1,000**
ご利用者負担金 **¥100**



ホクメイ
ジュピター3点セット
BP-140

- 手すり部分:天然木
- ジョイント部:アルミ
ダイカスト
- クッション:発泡樹脂(NBR)
- ※リングアーム・クッション・大型ベースの
3点です。

JAN 4944916020621

月額レンタル料金 **¥3,000**
ご利用者負担金 **¥300**



ホクメイ
天井用丸型ベース
NBP-221

天井コーナー部へ
取り付ける際に
有効です。

- 直径16cm
- 重量0.77kg

JAN 4944916020706

月額レンタル料金 **¥500**
ご利用者負担金 **¥50**



バディーIシリーズ


モルテン
本体Hタイプ
MNTCH

立ち座り
動作を
サポート。

TAIS 00054-000054

- 高さ(有効取付範囲)
210~320cm
- 手すり部直径3.65cm
- 重量7.5kg

月額レンタル料金 **¥4,000**
ご利用者負担金 **¥400**



モルテン
丸型ストッパー
MNTC04BE

滑りやすい床や
スペースのない
天井に。

TAIS 00054-000061

月額レンタル料金 **¥500**
ご利用者負担金 **¥50**

- 直径25cm ●重量1.6kg
- 素材:スチール



モルテン
L型サイドバー 90/45

玄関での立ち座りをサポート。

90/TAIS 00054-000065
45/TAIS 00054-000066

月額レンタル料金 **¥2,000**
ご利用者負担金 **¥200**

Lサイドバー90
段差の小さい上がりかまち用
※段差の目安:10cm以下
●長さ76cm ●高さ75cm
●手すり部直径3.5cm ●重量3.1kg



モルテン
サイドバー

立ち座りや
寝返りの
動作をサポート。

TAIS 00054-000055

- 幅26cm ●高さ19.5cm ●重量0.85kg

月額レンタル料金 **¥1,000**
ご利用者負担金 **¥100**



Lサイドバー45
段差の大きい上がりかまち用
※段差の目安:10~40cm
●長さ76cm ●高さ100cm
●手すり部直径3.5cm ●重量3.5kg


モルテン
クロスバー 90/120

歩行動作をサポート。

TAIS 00054-000060

月額レンタル料金 **¥1,000**
ご利用者負担金 **¥100**

※クロスバー
単品となります



矢崎化工
たちあつぷ
CKA-01

TAIS 00055-000071

- 幅50cm
- 奥行60cm
- 高さ70~80cm
- 手すり間口33.8cm
- 重量11.7kg

月額レンタル料金 ¥3,000

ご利用者負担金 ¥300



矢崎化工
たちあつぷ
CKA-02

TAIS 00055-000072

- 幅50cm
- 奥行90cm
- 高さ70~80cm
- 手すり間口33.8cm
- 重量15.5kg

月額レンタル料金 ¥3,000

ご利用者負担金 ¥300



矢崎化工
たちあつぷ
CKA-03

TAIS 00055-000073

- 幅50cm
- 奥行60cm
- 高さ70~80cm
- 手すり間口35.2cm
- 重量15.4kg

月額レンタル料金 ¥3,500

ご利用者負担金 ¥350



矢崎化工
たちあつぷ
CKA-04

TAIS 00055-000074

- 幅90cm
- 奥行50cm
- 高さ70~80cm
- 手すり間口77.8cm
- 重量15kg

月額レンタル料金 ¥3,000

ご利用者負担金 ¥300



矢崎化工
ベットでとまるくん

CKA-CA ベットの下部と床面の間に差し込んで
CKA-CK たちあつぷの安定性を向上できます。

●材質

本体/アルミ、ゴム
ツマミ/ステンレス
プラスチック

- CKA-CA: 最低5.5cm~最高25cm
- CKA-CK: 最低2.5cm~最高34cm

※可動式ベッドへの使用はできません。



矢崎化工
おもしろくん

CKA-J つながるくん使用時の
安定性を向上させます。



- 直径: 9.6×高12cm
- 重量: 5.0kg
- ※たちあつぷCKAシリーズ用



矢崎化工
つながるくん
起き上がり・立ち上がり・
歩行をサポート



CKA-E60

TAIS 00055-000099

CKA-E90

TAIS 00055-000100

CKA-E120

TAIS 00055-000101

月額レンタル料金 ¥1,000

ご利用者負担金 ¥100

つながるくん使用例

[CKA-01+つながるくん+CKA-03]

[つながるくん]可能な組合せ

[ベッド逆側]	CKA-01・CKA-02
[ベッド側]	CKA-01・CKA-02 CKA-03・CKA-04



1. 一方のたちあつぷは必ずベッドサイドに設置し、ベッドでとまるくんを使用してください。
2. つながるくんは2つ以上連結しないでください。
3. 両端のたちあつぷは同一平面に設置してください。
4. 段差のある場所や傾斜のある場所には設置しないでください。
5. 両端にたちあつぷは同じ高さに設定してください。

矢崎化工
あがり框用たちあつぷ
CKE-03(両手すり)

置くだけで
玄関の昇降が
楽になる
工事不要手すり
です。

TAIS 00055-00107

- 幅79cm
- 奥行56cm
- 高さ80~85cm
- 手すり間口52cm
- 重量31.5kg

月額レンタル料金 ¥5,500

ご利用者負担金 ¥550



適合する
あがり框の高さ
4~18cm

矢崎化工
あがり框用たちあつぷ
CKE-04(片手すり)

置くだけで
玄関の昇降が
楽になる
工事不要手すりです。

TAIS 00055-00108

- 幅79cm
- 奥行56cm
- 高さ80~85cm
- 重量26.1kg

月額レンタル料金 ¥4,000

ご利用者負担金 ¥400



適合する
あがり框の高さ
4~18cm

特殊寝台

付特殊寝台

床ずれ防止用具

変体換器位

車いす

付車属品

スロープ

歩行器

補助杖行

手すり

リ移フ動ト用

機徘徊器知

アシスタンド座椅子 HE-CJES20R

介護者の負担を
大幅に削減。



TAIS 01319-000002

月額レンタル料金 **¥10,000**

ご利用者負担金 **¥1,000**

- 外寸法: 幅60×奥行79×高さ86~124.5cm
- 座面: 幅45×奥行43.5×高さ11.5~50cm
- 重量: 28kg
- 耐荷重量: 100kg

ココロ

独立宣言 暖らん DSDAR

昇降とスライド機能が特徴の
座イスです。
こたつへの出入りが楽に
できます。



電動スライドストローク: 16.5cm



コムラ製作所

TAIS 00088-000021

月額レンタル料金 **¥17,000**

ご利用者負担金 **¥1,700**

- 外寸法: 幅58×奥行99.5~116×高さ97~138cm
- 座面: 幅42×奥行36×高さ16~57cm
- リクライニング角度: 95°~120°(手動)
- 座面回転角度: 左右各90°
- 重量: 58kg
- 耐荷重量: 80kg

独立宣言 リクライニング DSREC

座面昇降に加え、電動リクライニングと
チルト機能を持った高級タイプ。



コムラ製作所

リクライニング機能



チルト機能

TAIS 00088-000015

月額レンタル料金 **¥18,000**

ご利用者負担金 **¥1,800**

- 外寸法: 幅66×奥行101.5×高さ95.5~137cm
- 座面: 幅56×奥行48×高さ16~57.5cm
- リクライニング角度: 15°~45°
- 重量: 45kg
- 耐荷重量: 100kg

独立宣言 フロンティア DSFR

床や畳から腰・ひざに
負担をかけず立ち
上がれます。

上昇時は座面が前に
傾きます。



コムラ製作所

TAIS 00088-000013

月額レンタル料金 **¥18,000**

ご利用者負担金 **¥1,800**

- 外寸法: 幅63×奥行89×高さ93~134cm
- 座面: 幅57×奥行48×高さ16~57cm
- 重量: 42kg
- 耐荷重量: 100kg

独立宣言 コロロ DSCO

床からの移乗、車いすやベッド、ポータブルトイレへの移乗に最適。
介護者の負担を軽減します。
その場での旋回、軽快な走行を実現。
肘掛けは、はね上げ式。
シートの上下昇降は充電式で、フル
充電で約100回昇降が可能です。



段差乗り換え
構造

前輪を浮かすこ
とができ、段差を
スムーズに乗り越
えできます

TAIS 00088-000020

月額レンタル料金 **¥17,000**

ご利用者負担金 **¥1,700**

- サイズ: 幅61.5×奥行85×高さ86~124.5cm
- 座面高さ: 13.5~52cm
- 最大ストローク: 38.5cm
- 重量: 29kg
- 耐荷重量: 100kg
- 電源: 充電式

コムラ製作所

段差解消機 アルコー3000型 Bタイプ

より安全にしかもラクに
ご使用いただけます。



最高座面: 84cm
最低座面: 42cm

設置面積
幅80×長さ80cm



星光医療器製作所

TAIS 00125-000012

月額レンタル料金 **¥10,000**

ご利用者負担金 **¥1,000**

- サイズ: 幅53×長さ60.5×高さ76cm
- 昇降範囲: 42~84cm
- 重量: 34kg
- 耐荷重量: 90kg
- コード長さ: 37cm

特殊
寝台

特殊
寝台
付属品

床
ずれ
防止
用具

変
換
器
位

車
い
す

付
車
属
品

ス
ロ
ー
プ

歩
行
器

歩
助
杖
行

手
すり

リ
移
動
用

機
能
感
知

床走行式電動介護リフト

パラマウントベッド

KQ-771

TAIS 00170-000377



- バッテリー：電源AC100Vで充電
- 重量：36kg
- 耐荷重量：120kg ●材質：スチール

月額レンタル料金 ¥15,000

ご利用者負担金 ¥1,500



※使用する場所によっては走行しにくい場合があります。

販売品

床走行式電動介護リフト用つり具

パラマウントベッド

ハーフサイズ
スリングシート KQ-77

メーカー希望小売価格 ¥45,150


●耐荷重量：120kg ●素材：ポリエステルメッシュ

フルサイズ
スリングシート KQ-78

メーカー希望小売価格 ¥55,650

つるべー Bセット(寝室用)

モリトー



70cm 85cm

TAIS 00229-000005

月額レンタル料金 ¥15,000

ご利用者負担金 ¥1,500



- 電源：AC100V ●重量：電装品4kg
- 本体重量：〔アーム70cm〕48.7kg
- 〔アーム85cm〕49kg
- 耐荷重量：100kg

販売品

つるべー 用つり具

モリトー

ハーフサイズシート 83N

フルサイズシート 84N

トイレ用シート 85HV



- 耐荷重量：140kg
- 素材：メインシート/強化ナイロン、つり帯・緑取り/ポリエステル

メーカー希望小売価格 ¥53,025




- 耐荷重量：140kg
- 素材：メインシート/強化ナイロン、つり帯・緑取り/ポリエステル

メーカー希望小売価格 ¥68,250



- 耐荷重量：140kg
- 素材：メインシート/強化ナイロン、つり帯・緑取り/ポリエステル

メーカー希望小売価格 ¥64,050

バスリフト
EWB 101S

座面昇降機/68

TAIS 00187-000111

- 材質：ステンレス(本体)・発泡ポリエチレン(シート部) ●バッテリー：DC12V
- 充電時間：50分(1回の充電で約10往復)
- 重量：20kg ●耐荷重：100kg

月額レンタル料金 ¥15,000

ご利用者負担金 ¥1,500



※次の浴槽には設置できません。

- 首もたれ付き浴槽、底から泡が出る浴槽、丸型・大型浴槽、24時間保温浴槽
- 浴槽内にアームレストがある場合、設置できないことがあります。
- バスリフトの操作は必ず介助者が行ってください。
- 介助者がご利用者の姿勢を支えられることが利用条件です。

- シートに腰かけ、リモコンで座面を上げ下げ。
- 入浴を安全に行えます。
- シートは取り外しできるのでご家族の入浴のじゃまになりません。

TOTO

■設置可能な場所



■手すりがある場合

バスリフト
EWBP 107
アームレスト
乗り越えキット付

TOTO



TAIS 00187-000111

月額レンタル料金 ¥500

ご利用者負担金 ¥50

- 材質：ステンレス(本体) 発泡ポリエチレン(シート部)
- バッテリー：DC12V
- 充電時間：50分(1回の充電で約10往復)
- 重量：20kg ●耐荷重：100kg

販売品

トランスファーボード
EWB 200 接続キット付

TOTO

- ワイドシートタイプもご用意できますので、取扱店にご相談ください。



●耐荷重：100kg

メーカー希望小売価格 ¥33,810

特殊寝台

付特殊寝台
附属品防床ずれ
用具

変換器位

車いす

付車
属品

スロープ

歩行器

補助
杖行

手すり

リ移動
ト用機徘徊
感器知

車いす用電動昇降機 UD-310LW(DC)

いうら

バッテリー電源を使用したDCタイプで、電源工事や屋外コンセントの設備が必要ありません。またテーブルサイズがよりワイドになり、使いやすくなりました。

L字進入タイプ。

●手動ハンドル操作部

万が一の故障時にはこの部分にハンドルを差し込み操作します

●リモコンスイッチ

操作が簡単な防水タイプのリモコンスイッチです

●レバー

広い範囲から操作できる形状です。ブリッジを静かに降ろす機能付きです

●キースイッチ

いたずら防止用のキースイッチ

●テーブルガイド

車いす後輪の位置を規制し昇降中の安全を確保します

●スロープ

最下端では自動でスロープが降ります



●ブリッジ

ブリッジが降りた状態ではスイッチを押しても動きません

屋外AC電源工事不要!

DC電源採用だから屋外電源のない住宅での利用が可能です

ワイドな乗り込み口で 乗り込み切り返しが楽々!

従来のいうら社製UD310Lよりも乗り込み口を11cm延長

L字進入タイプだから 狭い所でも設置可能!

敷地幅が141cm以上あれば設置できます

万が一の非常時にも安心!

非常時(故障時)には付属の手動ハンドルによる操作で昇降が可能

IURA-UD310LWDC
TAIS 00084-000067

月額レンタル料金 **¥23,000**

ご利用者負担金 **¥2,300**

●全長(ブリッジを立てたとき): 136.7cm ●全幅(スロープを下けたとき): 145.4cm ●全高: 136.5~198.9cm ●重量(バッテリー含む): 109kg
●耐荷重: 150kg ●スロープ角度: 6度 ●テーブル内寸: 73.4×125cm ●昇降範囲: 6.5~65cm ●昇降時間(無負荷時): 約25秒 ●使用電源: DC12Vバッテリー ●1回の充電で使用できる回数(環境、条件により変化): 約50回(90kg負荷時)

建物の寸法

次の各部の寸法をご確認ください。

- ①地面から出入り口までの長さ: 65cm以下
- ②出入り口の開口寸法: 76cm以上
- ③壁から出入り口までの寸法: 20cm以上
- ④敷地幅の寸法: 141cm以上



車いす用電動昇降機 UD-310S

いうら

設置前に必ず、
次の事項をご確認ください。

■総重量(ご利用者と車いすを合わせた重さ)が、150kg以下であること
※本機は一人用に設計されています。


■コンセント/設置場所から4m以内のところにAC100Vのコンセントがあること。ない場合は、延長コード等をご用意ください。

■設置面/昇降機は水平な場所に設置してください。なお、土の上には設置しないでください。

TAIS 00084-000067

月額レンタル料金 **¥23,000**

ご利用者負担金 **¥2,300**



建物の寸法

次の各部の寸法をご確認ください。

- ①地面から出入り口までの高さ: 65cm以下
- ②出入り口の開口寸法: 76cm以上
- ③壁から出入り口までの寸法: 16.2cm以上

●全長(スロープを下けたとき): 145.5cm
●全幅: 103cm ●全高: 130.9~193.3cm
●重量: 85kg ●耐荷重: 150kg
●スロープ角度: 10度
●テーブル内寸: 68.1×106.5cm
●昇降範囲: 6~65cm ●使用電源: AC100V
●消費電力: 130W ●操作方法: リモコンスイッチ

特殊寝台

付特殊寝台
付属品床
止
用
具変
換
器車
い
す付車
属品ス
ロ
ー
プ歩
行
器補歩
助杖手
す
りリ移
動
用機
能
感
知

家族コール1 Aタイプ HK-1A

気がかりな離床の動きをメロディーでお知らせ。ベッドから降りると報知します。



- ※メロディー通知音は8種類・電子音
- ※報知音量選択は3段階(大・中・小)
- ※鳴動時間は3段階(10秒・30秒・連続)



床センサー



テクノスジャパン

無線
通達距離
約60m(見通し)

センサー・メロディーチャイム追加可能

TAIS 00318-000032

月額レンタル料金 **¥8,000**
ご利用者負担金 **¥800**

- 床センサー: ●サイズ: 幅50×長さ100×厚さ0.4cm ケーブル長さ約240cm
●素材: PVC(アイボリー) ●重量: 1.5kg
- メロディーチャイム: ●サイズ: 幅8.5×奥行3.5×高さ17cm ●素材: ABC樹脂 ●重量: 230g
- コンソール: ●サイズ: 幅11.2×奥行6.7×高さ3.5cm

家族コール1 Bタイプ HK-1B

気がかりな離床の動きをメロディーでお知らせ。ベッドで起き上がると報知します。



- ※メロディー通知音は8種類・電子音
- ※報知音量選択は3段階(大・中・小)
- ※鳴動時間は3段階(10秒・30秒・連続)



ベッドセンサー



テクノスジャパン

無線
通達距離
約60m(見通し)

センサー・メロディーチャイム追加可能

TAIS 00318-000033

月額レンタル料金 **¥8,000**
ご利用者負担金 **¥800**

- ベッドセンサー: ●サイズ: 幅30×長さ80×厚さ0.4cm ケーブル長さ約140cm
●素材: PVC(黄緑) ●重量: 0.575kg
- メロディーチャイム: ●サイズ: 幅8.5×奥行3.5×高さ17cm ●素材: ABC樹脂 ●重量: 230g
- コンソール: ●サイズ: 幅11.2×奥行6.7×高さ3.5cm

ワイヤレスビーム式徘徊感知器 ADX-540HO

TAIS 00123-000038

赤外線ビームが遮断されると、スピーカーでメロディーまたはチャイムを鳴らし、同時にお知らせランプも点滅します。

基本セット

スピーカー 4976840104061

センサー 4976840104061

月額レンタル料金 **¥4,000**
ご利用者負担金 **¥400**

追加セット

月額レンタル料金 **¥2,000**
ご利用者負担金 **¥200**

専用アダプター
壁掛けホルダー付

スピーカー・センサーユニット追加可能

赤外線ビームセンサーで、人の動きを確実に検知します

キヨタ



①送信機

センサーユニット

②受信機

③スピーカー

最大15m

- 送受信機 ●サイズ: 幅7.2×奥行3.3×高さ11cm
- スピーカー ●サイズ: 幅7.2×奥行3.8×高さ11cm
- 重量: ①78g・②82g・③92g ●電源: AC100Vまたは単三乾電池
- 材質: ABS樹脂

- ※1回の遮断で、メロディー(チャイム)約30秒鳴り続けます。(途中で停止できます。)
- ※メロディー・チャイム音量3段階切替式

マットセンサー お待ちくん HS-W68

TAIS 00021-000024

竹中エンジニアリング



受信機 携帯型受信機

センサー・受信機追加可能



- マットセンサー: ●サイズ: 横80×縦60cm

マットセンサー<1枚>

受信機<1台>

月額レンタル料金 **¥1,000**
ご利用者負担金 **¥100**

月額レンタル料金 **¥5,000**
ご利用者負担金 **¥500**

ベッドセンサー 起き上がりくん HS-W3

TAIS 00021-000060

竹中エンジニアリング



受信機 携帯型受信機

センサー・受信機追加可能



- ベッドセンサー: ●サイズ: 横80×縦25cm

ベッドセンサー<1枚>

受信機<1台>

月額レンタル料金 **¥1,000**
ご利用者負担金 **¥100**

月額レンタル料金 **¥5,000**
ご利用者負担金 **¥500**

特殊寝台

付特殊寝台

床ずれ防止用具

変換器位

車いす

付車属品

スロープ

歩行器

補助杖

手すり

リフト用

徘徊感知器

小型吸引器

新鋭工業



ワンタッチプラボトルタイプ
ミニック S1400

●サイズ:幅37.5×奥行15×高さ29cm
●重量:4.6kg

月額レンタル料金 ¥4,000

※別売関連商品内の
◎商品をご購
入ください
※カテーテル1本
付き

小型吸引器

新鋭工業



ワンタッチプラボトルタイプ
ミニック W1400

●サイズ:幅37.5×奥行15×高さ29cm
●重量:5.1kg

月額レンタル料金 ¥5,000

※別売関連商品内の
◎商品をご購
入ください
※カテーテル1本
付き

吸引器・ネブライザー両用器

新鋭工業



ワンタッチプラボトルタイプ
セバ 1400B

●サイズ:幅37.5×奥行15×高さ29cm
●重量:5.3kg

月額レンタル料金 ¥5,500

※別売関連商品内の
◎・☆商品をご
購入ください
※カテーテル1本
付き

セバ・ミニックシリーズ共通別売関連商品



◎ 吸引ボトル(1,400ml)
¥4,200

☆ ネブライザーキット
¥2,625



◎ 吸引チューブ
¥1,260

☆ ネブライザーマスク
¥399

☆ ポリ蛇管 ¥189

●万が一のトラブルを考え、2台のご利用をおすすめします。

柏ステンレス

介護保険外



イルリガートルスタンド

●サイズ:高さ115~180cm
●重量:7.5kg

月額レンタル料金 ¥1,200

自動排泄処理装置

パラマウントベッド

スカットクリーン
KW-65H

TAIS 00170-000707

●サイズ:幅23.3×長さ37.8×
高さ27.3cm
●重量:5.0kg

月額レンタル料金 ¥12,000

ご利用者負担金 ¥1,200



介護保険ご利用の場合はレシーバーセットは購入対象となります

男性用レシーバーセット

KW-65MRT

TAIS 00170-000708

¥16,000



アタッチメントが
付属します。

尿タンク・ブラシ入れ
が付属します。

女性用レシーバーセット

KW-65WRT

TAIS 00170-000709

¥19,000



ハンドルが付属
します。

尿タンク・ブラシ入れ
が付属します。

ご本人の状態や介護環境に
合った使い方が可能です

夜中にトイレに
行くのが不安...



トイレまで
間に合わない...



トイレまでは
行けるけど...

特殊
寝台

特殊
寝台
付
属
品

床
防
止
用
具

変
換
器

車
い
す

付
車
属
品

ス
ロ
ー
プ

歩
行
器

補
歩
助
杖

手
す
り


リ
移
動
機

機
能
感
知


住宅改修施工事例

住み慣れた自宅、地域で生活を続けるために安全で快適な住まいをご提案します。(見積無料)

床の段差解消



ポイント ①
なだらかなスロープを設置したことで、車いすや歩行器での移動も楽々です。



ポイント ②
両側に手すりがあるので、転落の心配がなく安心です。

手すりの取り付け



ポイント ③
玄関の段差は踏み台を置く事で解消。また、手すりを廊下まで延長したことで安全に、居室へ移動することができるようになりました。



ポイント ④
容易に浴槽をまたぐ事ができるようになりました。



ポイント ⑤
L字型の手すりは、便座からの立ち上がりと、身体の向きを変えるのに役立っています。

畳からフローリングへ



ポイント ⑥
車いすや歩行器での移動も楽になります。

開き戸から引き戸へ



ポイント ⑦
車いす使用時でも、扉の開閉が楽になります。

スロープの設置



ポイント ⑧
コンクリートの表面を粗く仕上げ、雨の日でもすべりにくくして、車いすや歩行器での外出がしやすくなりました。

和式便器から洋式便器へ



ポイント ⑨
下肢の筋力低下の方にはオススメです。

特殊寝台

付特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具変換器
変位

車いす

付車
属品

スロープ

歩行器

補助
杖行

手すり

リフト
移動用徘徊
感知器

いす式階段昇降機

自由生活

[直線型・曲線型・屋外型]



世界最小の
コンパクトレール

NEW!

■新機能搭載 曲線型

グレードアップ仕様 ¥1,400,000～(税別)

いす式階段昇降機「自由生活」で
暮らしをもっと、自由に。

- ・座ってはじめて操作ができる「着座スイッチ」
- ・障害物にあたると自動停止
- ・操作しやすい大型ボタン
- ・収納時もコンパクト
- ・日本全国、安心の24時間サービス体制

全国ネット
24時間365日



■直線型

¥650,000～(税別)



■曲線型

スタンダード仕様

¥1,200,000～(税別)



■屋外型

¥980,000～(税別)



※階段形状により異なります。
設置にあたり現場調査が(無料)が必要です。

階段の昇り下りが楽になる。
家族みんなの笑顔が生まれる。

クマリフト

聞こえずらさでお困りではありませんか?

- 電話が良く聞き取れず、切ってしまうことがある。
- 家族と同じ音量ではテレビを楽しめない。
- 何度も聞き返さないと、話がよくわからない。

補聴器出張相談(無料)

ご自宅で、聴力測定・補聴器体験をご利用頂けます。
聞こえが気になるけど、出かけづらい方に好評です。



補聴器体感店

ベルクリア

URL:<http://www.bellclear.jp>

TEL.048-799-2283

FAX.048-799-2284 URL:<http://www.bellclear.jp>
〒330-0056

さいたま市浦和区東仲町25-28東口 ロイヤルビル502号室

■営業時間／AM9:00～PM6:00

■定休日／日曜日

お役立ちHPのご紹介

インターネットのウェブサイトは、厚労省やWAM・NETなどから制度情報や事業者情報などをゲットするなど、介護保険事業者にとって大切な情報源になっています。最近の福祉用具に関する情報サイトを探ていきましょう。

今回は情報の検索方法をご紹介します！
各団体のHPには様々な情報が公開されています。



1 福祉用具の生産金額や給付金額を調べたい

統計情報

- 日本福祉用具・生活支援用具協会(JASPA、<http://www.jaspa.gr.jp/>)から、「福祉用具産業の市場規模調査結果報告(概況版)2008年度版」がダウンロードできる。
詳細版は有料領布(2,000円)
JASPA HP→福祉用具市場規模推計値へ
- 市場規模が3兆円を超えた共用品の市場規模については、共用品推進機構(<http://www.kyoyohin.org/>)の「2009年度共用品市場規模調査」で詳細情報が得られる。
共用品推進機構 HP→市場規模調査へ
- 大人用紙おむつ、脱脂綿、ガーゼ、マスクなどの生産量推移は、日本衛生材料工業連合会(<http://www.jhpia.or.jp/>)のホームページに掲載されている。
日本衛生材料工業連合会 HP→統計情報へ

2 福祉用具給付の状況を知りたい

厚労省 HP へ

- 介護保険の福祉用具レンタルの用具別給付状況を調べるのは、厚労省「介護給付費実態調査」(2010年9月審査分は、<http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2010/09.html>)。月単位で福祉用具貸与の単位数や件数が、要介護(要支援)状態区分と貸与種目別にエクセルデータで掲載されている。
09年度の年報(<http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/09/kekka3.html>)もある。
- また国民健康保険組合中央会(http://www.kokuho.or.jp/statistics/st_condition_H22.html)にも介護保険給付データがある。

3 個別の福祉用具情報を探りたい

用具を探すときのお役立ち

- テクノエイド協会(<http://www.techno-aids.or.jp/>)には、「選び方・使い方情報」とともに、福祉用具分類コード(CCTA95)にそって、福祉用具の分類とその定義について説明や、個別の商品情報として福祉用具情報システム(TAIS)がある。
- 流通事業者のウェルファンの「アットケア」(<https://www.atcare.jp/>)には、カテゴリ検索や条件を設定して商品検索する「ピンポイント検索」、「カタログライブラリー」などがある。

4 「こんな福祉用具がほしい」

- テクノエイド協会の「福祉用具ニーズ情報収集・提供システム」(<http://www.techno-needs.net/>)は、福祉用具への要望や意見を集約するサイト。「こんな福祉用具がほしい」という声が70余件集まり、現在賛同する投票を受け付けている。

5 福祉用具の勉強がしたい

スキルアップをサポート！

- 流通事業者のケアマックスが運営する「介護塾」(<http://www.kaigojuku.jp/index.html>)は、介護サービス事業者向けeラーニングシステム。
- 福祉用具専門相談員協会の「実力ランキングテスト」(<http://fukusen-test.jp/outline/index.html>)は、今年度から始まった福祉用具専門相談員向け実力テスト。マナー・心理、制度・倫理、医学一般、介護・看護、福祉用具の各問30～34問の参考問題と回答が掲載されている。

レンタルで利用できる介護保険対象福祉用具

福祉用具	介護給付 サービスコード	予防給付 サービスコード	利用条件
1. 車いす	171001	671001	自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。
2. 車いす付属品	171002	671002	クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
3. 特殊寝台	171003	671003	サイドレールが取り付けられているもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの ①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ②床板の高さが無段階に調整できる機能
4. 特殊寝台付属品	171004	671004	マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
5. 床ずれ防止用具	171005	671005	次のいずれかに該当するものに限る。 ①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
6. 体位変換器	171006	671006	空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
7. 手すり	171007	671007	取付けに際し工事を伴わないものに限る。
8. スロープ	171008	671008	段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
9. 歩行器	171009	671009	歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 ①車輪を有するものにあつては、身体の前及び左右を囲む把手等をゆうするもの ②四輪を有するものであつては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
10. 歩行補助つえ	171010	671010	松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。
11. 認知症老人徘徊感知器	171011	671011	介護保険法第7条第15項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
12. 移動用リフト	171012	671012	床走式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)
13. 自動排泄処理装置	171013	671013	次の要件を満たすもの。 ①尿又は便が自動的に吸引されるもの ②尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造をゆうするもの ③要介護者又はその介護を行うものが容易に使用できるもの

※月々のレンタル使用料の10%が利用者の自己負担となります。(利用者はレンタル料金の10%を福祉用具貸与事業者に支払います。)

※自治体によって、介護保険の運用基準が異なりますので、お問い合わせください。

※仕様及び外観は、メーカー都合により予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※寸法、角度、質量等の数値には、多少誤差が含まれます。

※カタログと実際に製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

※商品によっては、一部対応ができない地域がございます。

YOU ISM『お客様の立場に立って考え行動します』  株式会社 福祉の街

営業所一覧

本 社	〒355-0017 埼玉県東松山市松葉町1-13-7 TEL.0493-22-9711 FAX.0493-22-9712
東部中央エリア	
鴻巣営業所	〒365-0044 埼玉県鴻巣市滝馬室923-2 TEL.048-543-5848 FAX.048-543-7274
越谷営業所	〒343-0032 埼玉県越谷市袋山1092-4-102 TEL.048-970-6294 FAX.048-970-6295
ケアセンターふくしのまち上尾	〒362-0032 埼玉県上尾市日の出3-9-1 TEL.048-778-5551 FAX.048-778-5561
西部エリア	
川越サポートセンター	〒350-0811 埼玉県川越市小堤647-3 TEL.049-239-1294・239-5211 FAX.049-234-0294
ケアセンターふくしのまち東松山	〒355-0063 埼玉県東松山市元宿1-31-1 TEL.0493-31-0303 FAX.0493-35-2266
北部エリア	
北埼玉サポートセンター	〒369-0211 埼玉県深谷市岡部2016-1 TEL.048-585-1149 FAX.048-585-7294